




KPO[®]-AUDO

Zur Behandlung einer
rheumatoiden Arthritis.

KRIEGER-SANITAETSHAUS.DE



KPO-AUDO

Unsere KPO-AUDO werden im modernen 3D-Druck Verfahren individuell nach einem Scan hergestellt.

Zur Entlastung der Gelenke und Muskulatur der Hand kann zur Therapie eine KPO-AUDO (Anti Ulnar Deviation Orthese) getragen werden. Sie hält die Fingergrundgelenke in ihrer physiologischen Position und verbessert so die Greiffunktion. Dadurch wird dem hohen Bewegungsmangel und dem Verlust der Kraft in der Hand entgegengewirkt.

Im Ergebnis nimmt die Fehlstellung nicht noch mehr zu und die Betroffenen sind schmerzfreier.



VÖLLIG NEUE BEWEGUNGSFREIHEIT

Durch das Herstellungsverfahren der Orthese entsteht eine völlig neue Bewegungsfreiheit und der Träger kann die Hand wieder aktiv nutzen. Das Ergebnis einer KPO-AUDO ist eine ergonomische und unscheinbare Spange. Jede Orthese wird der Hand des Patienten angepasst, um einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten.

EINSATZGEBIETE/INDIKATION:

- Ulnare Deviation der MCP-Gelenke
- Zustand nach MCP-Gelenkplastik
- Rheumatoide Arthritis

ZIELSETZUNG:

- Korrektur der ulnaren Fingerstellung
- Unterstützt und stabilisiert die MCP-Gelenke
- Kann bei Alltagsaktivitäten aber auch als Lagerungsorthese während der Nacht eingesetzt werden

REZEPTEXT KPO-AUDO:

Finger-/Hand-/Handgelenkorthese zur Redression aus FVW (WHFO)

HMV-Nr.: 23.07.36.



In Deutschland leiden 0,5 bis 2 Prozent der Bevölkerung an einer rheumatoiden Arthritis.

KPO BY KRIEGER

- Individuell angepasst an die Bedürfnisse unserer Patienten
- Digitale Orthesen zur bestmöglichen Versorgung
- Berührungslos scannen und modellieren
- Breites Farbspektrum für mehr Individualität

Handorthese für Rheumatiker

Die rheumatoide Arthritis ist die häufigste rheumatisch-entzündliche Gelenkerkrankung. Oft sind die Fingergrund-, Fingermittel- und Handgelenke auf beiden Körperseiten betroffen. Es können aber fast alle anderen großen und kleinen Gelenke des Körpers und auch Organe, wie beispielsweise die Augen beteiligt sein.

Typisch sind Morgensteifigkeit sowie Schmerzen und Schwellungen der Gelenke. Je früher eine rheumatoide Arthritis behandelt wird, desto besser. Ohne Therapie führt die rheumatoide Arthritis häufig zur Zerstörung und zum Funktionsverlust der betroffenen Gelenke.

Dabei können spezielle Handorthesen für Rheumatiker Gelenkdeformitäten reduzieren oder verhindern. Sie sorgen für die Entlastung der Gelenke und wirken so entzündlichen Prozessen entgegen. Solche Orthesen werden zum Beispiel bei der Ulnardeviation eingesetzt.

Unter der Ulnardeviation versteht man eine Abspreizung der Finger in Richtung Außenseite der Hand. Sie zählt zu den entzündlichen Gelenkveränderungen und ist charakteristisch für die rheumatoide Arthritis.



Unsere Sanitätshäuser

KOBLENZ ZENTRUM

Neversstraße 1-5 · 56068 Koblenz

Parkplätze vor Ort

Telefon: 0 261 9217 690

bewegung@krieger-gesundheit.de

KOBLENZ METTERNICH

CIM · Rübenacher Straße 32 · 56072 Koblenz

Parkplätze vor Ort

Telefon: 0 261 9277 60

metternich@krieger-gesundheit.de

ANDERNACH

Stadthausgalerie · Hochstraße 80 · 56626 Andernach

Parkmöglichkeit im Parkhaus

Telefon: 0 2632 96 41 0

andernach@krieger-gesundheit.de

MAYEN

Robert-Bosch-Straße 10 · 56727 Mayen

Parkplätze vor Ort

Telefon: 0 2651 2434

mayen@krieger-gesundheit.de

MENDIG

Bahnstraße 17 · 56743 Mendig

Telefon: 0 2652 3552

mendig@krieger-gesundheit.de

SINZIG

Ausdorferstraße 15 · 53489 Sinzig

Telefon: 0 2642 409590

sinzig@krieger-gesundheit.de

MAINZ

Marienhaus Klinikum · An der Goldgrube 11 · 55131 Mainz

Im Eingangsbereich Haupteingang, Parkmöglichkeit im Parkhaus

Telefon: 0 261 46091530

mainz@krieger-gesundheit.de