



GESAMTKATALOG
HAND IN HAND FÜR IHRE GESUNDHEIT



Liebe Kundin, lieber Kunde,

Lebensqualität kann man nicht kaufen. Aber es ist einfach, sie zu steigern – mal mit kleinen, mal mit größeren Helfern, die Ihnen Arbeit abnehmen, Handgriffe erleichtern und die Gesundheit fördern.

In diesem Katalog finden Sie ausgewählte Gesundheitsprodukte für sich und zum Verschenken für Ihre Lieben: bewährte und neue, nützliche und schöne Dinge in ausgesuchter Qualität. Sie nehmen Arbeit ab, erleichtern Handgriffe und sorgen rundherum für Wohlbefinden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie in einer unserer Filialen vorbeischaun und sich von unseren fachkundigen Mitarbeitenden persönlich beraten lassen.

Viel Vergnügen beim Auswählen.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom KRIEGER Sanitätshaus

Wir sind täglich von Montag bis Freitag von 8.00 – 18.00 Uhr
telefonisch für Sie da!

0261 46091632

Ihre Kundennummer

Ihr Ansprechpartner

Telefon-Durchwahl

Konstruktive Änderungen, Design- und Farbabweichungen behalten wir uns vor, ebenso wie Irrtümer und Druckfehler.
Alle Warenzeichen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Rechte an allen Fotos im KRIEGER-Katalog liegen bei der KRIEGER Patientenversorgung GmbH sowie bei den Inhabern der Marken. Nachdruck – auch auszugsweise – nur nach ausdrücklicher Erlaubnis.



BAD UND WC

Badehilfen, Duschhilfen, Haltegriffe,
Toilettenhilfen und Bidets



ab Seite

4



IM ALLTAG

Trinken und Essen, Haushalt, Einnehmehilfen,
An- und Auskleiden, Greifhilfen, Schreiben und
Lesen, Spielen, Blindenhilfen, Einkaufstrolleys und
sonstige Hilfen



ab Seite

16



MOBILITÄT

Gehhilfen und Zubehör, Rollatoren,
Rollstühle, Gehstöcke und Gehstützen



ab Seite

26



SITZEN UND LIEGEN

Bettschutz, Sitzen, Lagerung,
Rund um's Bett und Umsetzhilfen



ab Seite

45



KÖRPERPFLEGE UND HYGIENE

Haarwaschwannen, Waschhilfen, Steckbecken,
Urinflaschen, Hygieneprodukte, Einmalartikel,
Körper- und Nagelpflege



ab Seite

59



GESUNDHEIT UND FITNESS

Massage und Bewegungstraining,
Sport und Fitness, Wärme und Kälte



ab Seite

66



TECHNISCHE HILFEN

Notrufgeräte, Inhalation, Sauerstoffgeräte,
Messgeräte, Infrarot- und Reizstromgeräte



ab Seite

71



KRIEGER SANITÄTSHAUS

Symbolerklärung, Stichwortverzeichnis,
Informationen zur Patientenversorgung



ab Seite

80

BAD UND WC



i

DUSCH- UND BADEHILFEN

Eigenständige Körperpflege trägt wesentlich zum Wohlbefinden eines Menschen bei. Auf den Folge-seiten finden Sie bewährte, aber auch innovative Produkte, die die tägliche Hygiene erleichtern beziehungsweise wieder ermöglichen können.

059 184 Duschhocker

	Mit Armlehnen und Hygieneausschnitt
	Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
↕	4-fach höhenverstellbar von 46–53 cm
↗	53,5 x 44 cm
↘	40 x 40 cm
	120 kg



041 521 Duschhocker Dino

	weiß
	Aluminium/Kunststoff
↕	8-fach höhenverstellbar von 34–52 cm
↗	48 x 45 cm
↘	32 cm
	130 kg



024 690 Duschhocker Delphi

	weiß
	Aluminium/Kunststoff
↕	3-fach höhenverstellbar von 45 - 55 cm
↗	48 x 48 cm
↘	38 cm
	180 kg





DUSCHHOCKER MIT SOFT-DREHSITZ

Die weiche Sitzfläche ermöglicht ein bequemes Sitzen und lässt sich bei Bedarf wahlweise nach links oder rechts drehen. Die Arretierfunktion bietet Sicherheit bei der Durchführung der Körperpflege. Das Ablagefach ermöglicht eine Unterbringung der Utensilien in unmittelbarer Reichweite.

042 846

Duschhocker mit Soft-Drehsitz und Ablagefach

Aluminium/Kunststoff, weiß/blau

Sitzfläche um 360° 4-fach arretierbar

7-fach höhenverstellbar von ca. 42–58 cm

Sitzfläche: ca. 35 cm


150 kg

10 100-01

Ersatz-Gummikapsel



Sitzfläche
um 90° 4-fach
arretierbar


024 694

Duschhocker Smart ohne Armlehne

Grau

Aluminium/Kunststoff

höhenverstellbar 34,5–42 / 42–57 cm

45,5–46,5 x 41–43 cm

43 x 38 cm

150 kg


051 070

Duschstuhl mit Armlehnen und Rückenlehne

weiß

Aluminium/Kunststoff

höhenverstellbar von 38 - 45 cm

Sitzfläche: 40 x 33 cm

Breite zwischen Armlehnen 49 cm

130 kg


028399

Duschstuhl faltbar mit Arm- und Rückenlehne

Aluminium/Kunststoff, weiß

höhenverstellbar von ca. 46 - 53 cm

 Sitzfläche: ca. 40 x 41 cm
Stellfläche: ca. 48 x 46 cm

110 kg





DUSCHKLAPPSITZE

Duschklappsitze sind als wandmontierte Sitz- und Aufstehhilfen für Personen konzipiert, bei denen eine eingeschränkte Stand-sicherheit/Funktion der unteren Extremitäten vorliegt. Der Duschsitz kann die Körperpflege unter der Dusche erleichtern.



028 889 Duschklappsitz »Varioport« mit Stützbein

	glasfaserverstärktes Polypropylen
↕	höhenverstellbar 45-52 cm
↗	Sitzfläche: ca. 34 × 31 cm, Gesamttiefe: ca. 43,5 cm
	130 kg
	inkl. Standard-Befestigungsmaterial



BADEWANNEN-TRITTSTUFEN

Badewannen-Trittstufen können das Überwinden der Wannenhöhe erleichtern und ein sichereres Ein- und Aussteigen aus der Badewanne ermöglichen. Eine solche Einstieghilfe kann somit den Alltag um ein Vielfaches erleichtern – ein wichtiger Schritt zu einem barrierefreien Baderlebnis.



042 495 Badewannen-Trittstufe »EXTRA«, höhenverstellbar

	Aluminium/Kunststoff
	4 rutschfeste Gummifüße, strukturierte Oberfläche
↗	Trittfläche: ca. 30 × 41 cm
↘	ca. 41 × 30 cm
↕	3-fach höhenverstellbar von ca. 21 – 26 cm
	ca. 1,3 kg
	159 kg



STAPELBARE BADEWANNEN-TRITTSTUFE »PILE«

Die stapelbare Trittstufe »Pile« zeichnet sich durch eine große Trittfläche aus, die durch einen besonderen Textur-belag rutschhemmend wirken kann. Die Stufe ist 10 cm hoch, durch übereinanderstapeln ergibt sich pro Stufe eine weitere Erhöhung um 5 cm. Die Stufen können auch gestapelt voreinander gelegt werden, so dass eine Art »kleine Treppe« entsteht




Rutschhemmung durch besondere Textur

042 494 Badewannen-Trittstufe »PILE«, stapelbar

	weiß/blau
	PP, rutschhemmende Trittfläche aus EVA
	rutschfeste Gummifüße
↗	ca. 40 × 50 × 10 cm
	ca. 1 kg
	120 kg
	stückweise



Stapelbar ... bequem in kleinen Schritten zum Ziel!



042 943 Badewannenverkürzer, Kunststoff

Kunststoff, 2 untere und 2 seitliche Saugnäpfe
mit Wasser befüllbar für zusätzliche Stabilität

37 × 33 × 28 cm ohne Saugnäpfe

37 × 35 × 30 cm mit Saugnäpfen

1,4 kg

190 kg

verkürzt das Wannen-Innenmaß
in der Länge um ca. 30 cm



Neue
Ausführung



i

BADEWANNENBRETTER

Badewannenbretter können ein
sichereres Abduschen in Höhe des
Badewannenrandes ermöglichen.
Sie werden durch Klemmzapfen
am oberen Badewanneninnenrand
befestigt.

024 686 Badewannenbrett »Benny«

Kunststoff

ca. 68 × 35 cm / ca. 73 × 35 cm

150 kg

für Badewannen-Innenmaß von ca. 63–40 cm

**042 856** Badewannenbrett Holzoptik »BOD«

holzfarben/grau

Kunststoff

71 × 23 × 11,5 cm

136 kg

für Badewannen-Innenmaß
von ca. 51,5–68,5 cm

**042 859** Badewannensitz »EXTRA«, drehbar


Aluminium
Sitz: Kunststoff, mit Hygieneausschnitt

alle 90° arretierbar

Sitzfläche: ca. 41 × 40 cm

100 kg

passend für Wannenaussenbreiten von 76–81 cm





HALTEGRIFFE*

Badezimmer-Haltegriffe sind eine gute Unterstützung für Menschen mit eingeschränkter Kraft und Beweglichkeit. Sie bieten Halt beim Hinsetzen und Aufstehen, etwa auf der Toilette. In Dusche und Badewanne kann die sichere Nutzung durch Haltegriffe erhöht werden. Auch in anderen Wohnbereichen lassen sich Haltegriffe unterstützend einsetzen.

024 295 Haltegriff aus Edelstahl *

- Gesamtlänge: 30, 40, 50, 60 cm
- Oberflächenprägung für mehr Griffsicherheit
- Ø Rohr: ca. 32 mm
Montageflansch: ca. 79 mm
- 130 kg
- mit Standard-Befestigungsmaterial



Feste Länge:
32 cm



Teleskop:
56–67 cm



042 863 Saughaltegriff *

- ABS-Kunststoff, Gummi, Edelstahl
- Befestigung durch arretierbare Sicherheits-Saugnapfe
- Mindestfliesengröße 14 × 14 cm
- Länge: 32 cm
- Ø Sauger: 12 cm
- 60 kg
- nur auf glatten Untergründen
mind. 1,5 cm von Fugen entfernt
anbringen



042 858 Teleskop-Saughaltegriff *

- ABS-Kunststoff, Gummi, Edelstahl
- Befestigung durch arretierbare Sicherheits-Saugnapfe
- Mindestfliesengröße 14 × 14 cm
- ↔ ausziehbar von 56–67 cm
- Ø Sauger: 12 cm
- 60 kg
- nur auf glatten Untergründen
mind. 1,5 cm von Fugen entfernt
anbringen





Wir bitten um
Verständnis, dass wir
die Bohr-Montage der
Haltegriffe nicht
durchführen!

027 224 Edelstahlplatte für Saughaltegriff *

	selbstklebenden Edelstahlplatten
	bei Fliesen kleiner als 14 cm oder keine porendichte Oberfläche
	ein Paar
↗	14,5 x 14,5 cm



049 711 Badewannen-Einstieghilfe

	werkzeugfrei Montage
	korrosionsbeständiges Edelstahl/Kunststoff
↗	42 x 30 cm
↕	Griffhöhe über dem Wannenrand ca. 17 cm
max	100 kg

004 434 Schwenkstützgriff zum Kleben

	Alu/Kunststoff
→	78 cm
↗	Befestigungsplatte: 22 x 22 cm
Ø	Rohr: ca. 25 mm
↗	65 x 5 cm
max	130 kg
🔩	mit Klebeadaptoren zur Wandmontage



* Mit einem Pflegegrad ist eine Kostenübernahme durch die Pflegekasse möglich.
Gerne erhalten Sie vorab einen Kostenvoranschlag von uns.



BADEWANNENLIFT

Bei einem Badewannenlift handelt es sich um ein anerkanntes Hilfsmittel für Senioren bzw. bewegungseingeschränkte Personen, welches sie bei der Nutzung ihrer Badewanne unterstützen soll. Mithilfe eines Badewannenlifts können Betroffene komfortabler und vor allem sicherer in ihre Badewanne ein- und aussteigen.

042 872 Badewannenlifter ohne Bezug



	leichter und stabiler Badewannenlift Akku mit Lithium-Ionen Technologie (Ladedauer max. 4 Stunden)
	Sitzfläche: 38/48 x 61 cm
	höhenverstellbar von ca. 6,5 - 48 cm
	Rückenlehne Höhe 64 cm Rückenlehne Verstellung von 10°-50°
	140 kg



042 873 Badewannenlifter (herausnehmbare Rückenlehne)



	leichter und stabiler Badewannenlift Akku mit Lithium-Ionen Technologie (Ladedauer max. 4 Stunden) Rückenlehne per Handgriff abnehmbar
	Sitzfläche: 38/48 x 61 cm
	höhenverstellbar von ca. 6,5 - 48 cm
	Rückenlehne Höhe 67,5 cm Rückenlehne Verstellung von 10°-50°
	140 kg





042 513 Sicherheits-Wanneneinlage



○ weiß, Maße: ca. 36 × 92 cm

● grau, Maße: ca. 36 × 92 cm

● blau, Maße: ca. 36 × 92 cm

● beige, Maße: ca. 36 × 92 cm

 Maschinenwäsche bis 30 °C

042 514 Sicherheits-Duscheinlage



○ weiß

● grau

● blau

● beige

 ca. 55 × 55 cm

 Maschinenwäsche bis 30 °C



042 623 Kopfpolster für Badewannen



○ weiß

● grau

● blau

● beige

 ca. 22 × 32 cm

 Maschinenwäsche bis 30 °C

Erhältlich
in 4 Farben

blau

weiß

beige

grau



Öko-Tex
Standard
100



TOILETTENSTÜHLE

Toilettenstühle eignen sich für Personen, die aus dem Bett aufstehen können, jedoch nicht den Weg zur Toilette bewältigen können. Im Unterschied zu einer Bettpfanne ermöglicht ein Toilettenstuhl die Ausscheidung in sitzender Position und ist daher einer Bettpfanne vorzuziehen.

042 875 Toilettenstuhl, fahrbar

	komplett mit weißer, im Mittelteil ausgeschnittener Sitzplatte, gepolsterter, geschlossener Sitzauflage und Toiletteneimer
	5"-Räder, Hinterräder mit Feststeller
	Rückenlehne abnehmbar
	Armlehnen nach unten klappbar
	überfahrbare Toilettenhöhe ca. 41 cm
↑	Sitzhöhe: ca. 53 cm
↗	Sitzfläche: ca. 45 × 43 cm
→	Gesamtbreite: 56 cm
	120 kg



Toilettenstuhl aus Holz

042 862	● dunkel
051 520	● natur-hell
	Holz, Sitzbrille Kunststoff
	komplett mit Eimer und gepolsterter Abdeckplatte
↑	Sitzhöhe: ca. 49 cm
↗	Sitzfläche: ca. 46 × 40 cm
↗	ca. 55 x 80 x 42 cm
	115 kg



026 478 Toilettenstuhl in Rattan-Optik

	Korbstuhl mit Toilettenfunktion
	mobile Toilette für zu Hause
↑	Sitzhöhe: ca. 47 cm
↗	Sitzfläche: ca. 44 × 44 cm
↗	ca. 58 x 60 x 83 cm
	160 kg



051 126 Dusch-Toilettenrollstuhl



Pflegeleichte Konstruktion, keine Schmutzkecken

5"-Räder, Hinterräder mit Feststeller

Rückenlehne abnehmbar

überfahrbare Toilettenhöhe ca. 41 cm

↑ Sitzhöhe: ca. 48,5 - 56 cm

↗ Sitzfläche: ca. 42 x 43 cm

→ Gesamtbreite: 54 cm

max 136 kg



039 094 Dusch-Toilettenrollstuhl mit Kantelung



Höhenverstellbar und kantelbar

5"-Räder, Hinterräder mit Feststeller

Neigungsfunktion von + 5 ° bis -35 °

überfahrbare Toilettenhöhe ca. 42 - 47 cm

↑ Sitzhöhe: ca. 50 - 55 cm

↗ Sitzfläche: ca. 50 x 43 cm

→ Gesamtbreite: 49/56/61/66 cm

max 150 kg

008 225 Toilettenstützgestell verstellbar



aus pulverbeschichtetem Edelstahl gefertigt

wird mit zwei gepolsterten Armauflagepolstern geliefert

→ Breite: 61 - 65 cm

↑↓ Höhe: 65 - 79 cm

↔ 61,0 bis 65,0 x 47,5 cm

max 138 kg



039 525 Toilettenstützgestell, Aufrichtehilfe



Stahlrohr, pulverbeschichtet

Moosgummigriffe

mit Ablagekorb,
rechts oder links verwendbar

↗ 76 x 48,5 cm

↑ Griffhöhe: 68 cm

max 114 kg





TOILETTENSITZERHÖHUNGEN

Für viele Menschen wird der Gang zur Toilette mit zunehmendem Alter oder nach einer Hüft-/Knie-Operation zum Problem. Eine Toilettensitzerhöhung kann hier die optimale Unterstützung sein. Einige Modelle werden direkt an der Toilette angeschraubt, andere können einfach aufgesetzt und eingehakt werden.

039 264 Toilettensitzerhöhung »SmartFix«



Kunststoff

Einfache Schnellmontage von oben

passend für alle Standard-WCs



Erhöhung um 80, 120 oder 150 mm



120 kg



031 262 Toilettensitzerhöher mit Deckel



10 cm Sitzerhöhung, mit Deckel

aus hochwertigem ABS-Kunststoff

lässt sich ohne Werkzeug an- und abmontieren

Kann auch **vor der hochgeklappten Toilettenbrille** installiert werden (reisefreundlich)



37 x 40 cm,



bis 200 kg

059 185 Toilettensitzerhöher ohne Deckel





042 628 Toilettensitzerhöher »SOFT«



	mit Deckel
	hautfreundliche Kunststoffhülle
	weichgeschäumtes Material
	zum Auflegen auf die WC-Brille
↑	Sitzerhöhung: ca. 11,5 cm
↕	ca. 42 × 40 × 17 cm
	120 kg



024 160

Toilettensitzerhöher »CLOO«, mit Armlehnen, verstellbar



	Kunststoff
	hochklappbare Armlehnen
	Sitzneigung einstellbar
	passend für alle Standard-WCs
↕	Sitzhöhe: 3-fach verstellbar 6 cm / 10 cm / 14 cm
	150 kg



024 161 Toilettenarmstützen



	Kunststoff
	hochklappbare Armlehnen
	Sitzneigung einstellbar
	passend für alle Standard-WCs
→	Sitzbreite: 36,5 cm
	150 kg





IM ALLTAG

i

TRINKBECHER BUNT

Unsere Trinkbecher BUNT mit Tee- und/oder Breiaufsatz sind eine wertvolle Hilfe. Die unterschiedlichen Trinköffnungen können das Trinken warmer und kalter Flüssigkeiten ermöglichen.

Trinkbecher im Set mit beiden Aufsätzen haben den Vorteil, dass aus einem Trinkbecher mit dem passenden Aufsatz sowohl getrunken als auch Brei zu sich genommen werden kann.



042 702 Trinkbecher-Set, Tee und Brei, kurzes Mundstück

erhältlich in Transparent, rot, blau, grün und gelb

Kunststoff, mit Thermofunktion (doppelwandig)

Tee- und Breiaufsatz

nahezu auslaufsicher

erleichtert das Trinken im Liegen



ca. 250 ml



mikrowellengeeignet



spülmaschinenfest



autoklavierbar bis 130 °C



047 480 Halterung für Trinkbecher

Kunststoff

2 Griffe

weiß

PVC-frei

passend für Trinkbecher 042 702



Anwendungsbeispiel

Thermobecher-Set »905«**042 692** ● Set, Tee & Brei, blau**042 693** ● Set, Tee & Brei, signalrot

Kunststoff, mit Thermofunktion (doppelwandig)

Tee- und Breiaufsatz

nahezu auslaufsicher

erleichtert das Trinken im Liegen

ca. 180 ml

mikrowellengeeignet

spülmaschinenfest

autoklavierbar bis 125 °C

Innen konische Form, ersetzt Nasenbecher

**043 719 Einhandteller »FRAU KETTNER«**

weiß

Melamin

zum einhändigen Schneiden, Zubereiten und Essen

mit unterschiedlichen Fixierzylindern, erhöhtem Rand und Saucenschräge

rutschfest und stapelbar

ca. 730 g

ca. 25,5 cm

ca. 3,15 cm max.

spülmaschinenfest

**NEU**

Silikonfüße an der Unterseite





i

THERMO-MELAMIN-GESCHIRR

- Unter den rutschsicheren, abnehmbaren Griffen befinden sich Einfüllstutzen für heißes oder kaltes Wasser
- Ein Anti-Rutsch-Ring verhindert ungewolltes Verrutschen
- Optisch porzellanähnliches Material
- Leicht & leise
- Bruchstabil



042 528 Thermoteller »201«



	rot-weiß
	Melamin, PP, TPE
	450 g
	25,5 cm
	4,2 cm
	spülmaschinenfest



042 532 Kunststoff-Schnabeltasse



	weiß, Kunststoff, 2 Henkel
	200 ml
	spülmaschinenfest
	autoklavierbar

042 533 Schmuck-Serviettenkettchen



	silber
	zum Fixieren von Servietten
	mit Clips
	ca. 53 cm





TABLETTENTEILER

Tabletten dürfen häufig nicht als komplettes Exemplar eingenommen und müssen geteilt werden. Tabletten-teiler können eine sinnvolle Hilfe zum Zerkleinern von Medikamenten sein, um kleine und große Tabletten in zwei oder mehrere gleich große Teile zu trennen.



047 473 Tablettenteiler »AWD«



transparent

Kunststoff, Edelstahlklinge

mit Depotfach



8 × 4 × 2,1 cm



047 484 Tablettenteiler




blau

Kunststoff, Edelstahlklinge

mit Depotfach



9 × 4 × 2,1 cm



042 519 Medi-7 Medikamentendosierer



weiß

Kunststoff

7 einzeln entnehmbare Tages-Dispenser:
Montag bis Sonntag

4-geteilt, mit Schiebedeckel

Beschriftung: morgens, mittags, abends, nachts



ca. 12,5 × 5 × 11,5



**Kompressionsstrumpfanzieher »LANG«, ausziehbar**Hilfsmittel zum Anziehen
von Kompressionsstrümpfen**047 190****Lang**

Drahtgestell mit ausziehbaren Griffen

Maße: ca. 21 x 18 cm
Innenbreite: ca. 12 cm
Höhe: ca. 41–61 cm**042 489****Lang und weit**

Drahtgestell lang und weit mit ausziehbaren Griffen für kräftige Unterschenkel

Maße: ca. 21 x 18 cm
Innenbreite: ca. 14 cm
Höhe: ca. 41–61 cm**Hosen-Anziehhilfe****042 849**



Standard (Öffnung: 34 x 18 cm)

042 850

Weit (Öffnung: 41,5 x 20,5 cm)

weiß

faltbares Drahtgestell, kunststoffummantelt

zum Anziehen von Unterwäsche, Slips etc.
bei Nichterreichbarkeit der FüßeErhältlich
in
2 GrößenErleichtert das Anziehen
z.B. von Unterwäsche**042 516****Schuhanzieher mit Kratzhand**

elfenbeinfarben/braun

Kunststoff

→ ca. 56 cm





»DOFF N'DONNER«


Der »DOFF N'DONNER« (DND) besteht aus einem sehr weichen Material und lässt Kompressionsstrümpfe schnell und schmerzfrei über das Bein gleiten. Der DND ist für ein selbstständiges An- und Ausziehen geeignet, aber auch durch den Gebrauch durch Pflegekräfte. Der Konus erleichtert das Auf- und Abrollen des Strumpfes auf den DND.

- weniger Kraftaufwand beim Auf- oder Abrollen der Strümpfe
- Kompressionsstrümpfe »gleiten« schmerzfrei über Wunden, Narben und offene Beine
- weiche Materialien wirken sich schonend auf die Strümpfe aus und können die Haltbarkeit verlängern



028 239 »DOFF N'DONNER«

Set, komplett



NEU

Erhältlich
in
4 Größen

»ARION EASY-SLIDE« Anziehhilfe

024 645	S	(Gr. 34–36)
024 643	M	(Gr. 37–38,5)
024 646	L	(Gr. 39–41)
024 647	XL	(ab Gr. 42)
grün		
Kunststoff		
erleichtert das Anziehen von Kompressions-Strümpfen, Strumpfhosen und Ärmeln mit offener (Fuss-)Spitze		
glattes, gleitfähiges, doppelwandiges Material		
Handwäsche		



042 703 Strumpfanzieher »FOLIE«

weiß	
elastische Kunststoffschale mit 2 Zugbändern	
↔	Schalenbreite: 9,5–22 cm
→	ca. 104 cm



047 474 Spielkartenhalter

blau

Kunststoff

Halterung für bis zu 24 Spielkarten

gebogene Form

rutschfeste Standfüße

 ca. 22 x 11 cm

 Pack à 2 Stück


Gebogene Form mit
rutschfesten Standfüßen

047 475 Spielkartenhalter »TRANSPARENT«

transparent

Kunststoff

 ca. 25 x 5 x 7 cm

 155 g
**047 476 Kartenmischer »VARIO«**

grün

Kunststoff

durch Betätigung der Kurbel werden
die Karten gemischt**047 477 Spielekarten »ROMMÉ«
extra grosse Zeichen**

110 Karten

»französisches Bild«

auch für Bridge, Canasta etc.

benutzerfreundliches Format

 ca. 56 x 100 mm
mit extra großen Eckzeichen

Stülp-schachtel



Mit extra großen
Eckzeichen

047 478 Blattlupe

schwarz

extra leichte und flache Lesehilfe
für große Flächen (Zeitungen,
Fahrpläne, Bücher etc.)

Vergrößerung: 2-fach

ca. 305 × 196 mm

38 g

**047 479 Blattvergrößerer mit Gestell und Buchständer**

grau/blau

Acryllinse, ABS-Kunststoff,
beschichteter Draht/Buchständer PP

Linse mit zweifacher Vergrößerung

faltbares Untergestell mit Haltern,
wahlweise für gerade und Winkel-Aufsicht

mit zusätzlicher, faltbarer Buchhalterung

 Linse: 28 × 21,5 cm
Gestell: 18,5 × 17,5 cm

280 g mit Gestell

**047 485 Tischlupe mit Gestell**

schwarz

Kunststoff

Tischlupe mit 2 Anbringungsmöglichkeiten

Halterung in alle Richtungen drehbar

2-fach-Vergrößerung

Lupe um 360° drehbar

Linse: 25 × 18 cm

1,3 kg (mit Gestell)



Mit Standfuß oder mit
Schraubklemme für
Tischplatten etc.

**043 271 Leuchtlupe**

Kunststoffgriff, Glaslinse

Lupe mit LED-Beleuchtung

Vergrößerung: 2,5-fach

Lupengröße: 90 mm

inkl. Batterien



**047 512 Einkaufshilfe »TREPPENSTEIGER«**

blau

Aluminium/Polypropylen/Polyester

für problemloses Überwinden von Treppen, Bürgersteigen etc., faltbar

ergonomischer Handgriff



30 °C waschbare Nylontasche (wasserdicht) mit Reißverschluss



»mit einem Klick« leicht zusammenfaltbar



50 l (45 + 5 TK)

5 l isoliertes Zusatzfach für Tiefkühlprodukte



30 kg



34 x 50 x 100/50 cm



Wagengewicht: ca. 2,4 kg

Muster- und Farbänderungen möglich

**Mit Sitz****047 340 Einkaufshilfe mit Sitz und Kühlfach**

rot/grau

Aluminium/Polypropylen/Polyester

ausklappbarer, stabiler Sitz



extra große Laufräder (28 cm)



30 °C waschbare, innen verstärkte Nylontasche (wasserdicht) mit Reißverschluss



Fassungsvermögen: 65 l (55 + 10 l)

5 l isoliertes Zusatzfach, z.B. für Tiefkühlprodukte



50 kg



max. Sitzbelastung: 70 kg



48 x 64/28 x 108 cm



Wagengewicht: ca. 4,3 kg

Muster- und Farbänderungen möglich

028 284 Greifhilfe (mit Saugnäpfen)

→ ca. 75 cm

Aluminium, Kunststoffgriff

Spezielle Gummilippen mit anatomischem Griff

**004 324 Greifzange**

→ ca. 61 cm oder 81 cm

ergonomischer Kunststoffgriff

leichtgängig

↻ Griff drehbar

Magnet an der Spitze

**028 285 Greifhilfe (mit Saugnäpfen, faltbar)**

→ 81 cm, gefaltet 42

ergonomischer Kunststoffgriff

leichtgängig

kann auf Taschenformat gefaltet werden

**043 034 Greifhilfe (Magnetspitze, faltbar)**

→ 54 cm

Greifklaue/Handgriff antirutschbeschichtet

Magnet an der Spitze der Greifklaue für kleine Gegenstände aus Metall

Ideal für unterwegs



MOBILITÄT





GEHHILFEN

Gehhilfen können Menschen mobil halten und eigenständige Bewegung ermöglichen. Je nach Art und Ausstattung lassen sie sich im Innen- und/oder Außenbereich einsetzen.

024 683 Standardrollator

028 495	Standardrollator mit Einhandbremse links
028 496	Standardrollator mit Einhandbremse rechts
	Stahlrohrrahmen, silber
	mit Einkaufskorb, Tablett und Stockhalter
	50 mm breite Räder mit geschlossener Felge für leichte Reinigung
↕	Griffe höhenverstellbar von ca. 80–100 cm
↑	Sitzhöhe: ca. 60 cm
↔	Sitzbreite: ca. 36 cm
↗	ca. 61 × 58 × 74 cm
📦	9,1 kg
🚚	130 kg



040 892 Leichtgewichtsrollator

	leichter und formschöner Rollator aus Aluminium
	mit Korb, Tablett, Rückenstütze, Stockhalter und Ankipphilfe
↕	Griffe höhenverstellbar von ca. 87–96 cm
↑	Sitzhöhe: ca. 54 cm
↔	Sitzbreite: ca. 34 cm
↗	ca. 61 × 61,5 × 100 cm
📦	6 kg
🚚	120 kg

serienmäßig mit Korb, Tablett, Rückenstütze, Stockhalter und Ankipphilfe



Auch in XXL erhältlich!



Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe



Farben:  

039 678 Leichtgewichtsrollator, Alu

	Klassiker unter den Alu-Leichtgewichtsrollatoren
	Erhältlich mit der bewährten TPE- oder komfortablen Soft-PUR Bereifung
	Griffe höhenverstellbar von ca. 74–102 cm
	Sitzhöhe: ca. 62 cm
	Sitzbreite: ca. 46 cm
	ca. 66 × 61 × 104 cm
	7,2 kg
	150 kg

Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe



Farben:   

039 679 Leichtgewichtsrollator, Carbon

	Ultraleichter Rollator
	Erhältlich mit der bewährten TPE- oder komfortablen Soft-PUR Bereifung
	Griffe höhenverstellbar von ca. 74–102 cm
	Sitzhöhe: ca. 62 cm
	Sitzbreite: ca. 46 cm
	ca. 66 × 61 × 104 cm
	5,4 kg
	150 kg

Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe



004 123 Leichtgewichtsrollator, Carbon, Schwerlast

	Griffhöhe überaus bequem und einfach anpassbar
	Clevere Tragefunktion: ergonomische Greifzone unter den Befestigungsstangen zum Heben und Tragen des Rollators
	Griffe höhenverstellbar von ca. 76–102 cm
	Sitzhöhe: ca. 62 cm
	Sitzbreite: ca. 46 cm
	ca. 69 × 69 × 104 cm
	6 kg
	200 kg

004 137 Outdoorrollator, Schwerlast

Große Vorderräder für entspanntes Überwinden von Hindernissen

Längerer Radstand für maximale Laufruhe

Breitere Sitzfläche für das Ausruhen bei längeren Touren

Griffe höhenverstellbar von ca. 91 – 112 cm

Sitzhöhe: ca. 62 cm

Sitzbreite: ca. 56 cm

ca. 76 × 70 × 114 cm

9,2 kg

200 kg

Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe



004 149 Arthritisrollator, Leichtgewicht

Unterarmauflagen mit horizontaler Winkeleinstellung der Handgriffe

Handbremsen mit Feststellfunktion, zuverlässig und einfach zu bedienen

Griffe höhenverstellbar von ca. 90 - 115 cm

Sitzhöhe: ca. 62 cm

Sitzbreite: ca. 46 cm

ca. 66 × 63 × 117 cm

9,6 kg

125 kg

Ausgestattet mit Kantenabweiser und Ankipphilfe



Farben:  

**040 181 Delta-Gehrad**

	Stahlrohrrahmen
	mit Korb und Tablett
	TPE-Bereifung: Ø ca. 20 cm, Breite ca. 5 cm
↕	Griffe höhenverstellbar von ca. 84,5–96,5 cm
↔	ca. 64 cm
📦	6,2 kg
max	100 kg

Farben:   Arretierungs-
hebel**004 151 Indoor Rollator**

	Sichere Bügelbremse mit breiterer Auflage Griffhöhe bequem anpassbar (86-97 cm)
	Als Beistelltisch nutzen: Konstruktion erlaubt das direkte Heranfahren an Bett, Couch etc. Integrierte Radgabel: verhindert Feststecken und Zerkratzen von Möbeln
	Weicher und angenehmer Handgriffholm
↕	Griffe höhenverstellbar von ca. 86–97 cm
↗	ca. 65 × 54 × 91 cm
📦	5,2 kg
max	110 kg

Farben: Toffee/Braun oder Champagner/Schwarz

043 892 Rollator-Schutzabdeckung

	transparent
	PE-Folie
	Schutz vor Regen, Schmutz und Staub
↗	ca. 60 × 80 × 82 cm





043 093 Rollator-Handschuhe



grau

Obermaterial Polyamid mit PU-Beschichtung



Futter 100 % Polyester

Haltegummi


Klettverschluss plus Druckknopf



Handwäsche



paarweise



008 595 Rollatorschirm »PROTECTOR«



erhältlich in rot, beige, oliv

2 stabile Rastgelenke, Automatik-Öffnung, höhenverstellbar

Regen- und Sonnenschutz

windsicher durch Dachstoff-Öffnungen

inkl. Befestigungsmaterial für Rundrohr 18/20/22/25 mm

sowie Ovalrohr bis 60 mm (= 5 Adapter)

Ø Schirmdurchmesser geöffnet 105 cm

1 kg

Silverlux LED-Licht für Gehhilfen



047 513 LED-Licht, einzeln

047 514 Display à 4 Stück



schwarz/weiße LEDs

Kunststoff

für Unterarmgehstützen, Gehstöcke, Rollatoren, Gehgestelle u. ä.

werkzeuglose Befestigung am Rohr per Click-System

inkl. Batterien (2 × AAA)

Ø für Rohrdurchmesser von 20–26 mm

48 g (ohne Batterien)



NEU





042 864 Standard Faltrollstuhl

Stahlrohrrahmen, silber

Vordere Sitzhöhe ist ohne Austausch von Komponenten variabel

Faltbar und für den häuslichen und stationären Bereich sowie zur geriatrischen Versorgung geeignet

↕ Griffe höhenverstellbar von ca. 80–100 cm

↑ Sitzhöhe vorn: 47- 51 cm

↑ Sitzhöhe hinten: 44 - 49 cm

↔ Sitzbreite: 38, 40, 43, 46, 48, 51 cm

↑ Gesamthöhe ca. 96 cm

↑ Rückenhöhe ca 42cm

📦 19 kg

📦^{max} 130 kg

042 865 Standard Faltrollstuhl mit Trommelbremse für die Benutzung durch eine Begleitperson



Auch in XXL
erhältlich!

039 789 Leichtgewichtsrollstuhl

	Stahlrohrrahmen, silber
	Vordere Sitzhöhe ist ohne Austausch von Komponenten variabel (47, 49 und 51 cm)
	Serienmäßige Radstandverlängerung
↑	Sitzhöhe vorn: 47- 51 cm
↑	Sitzhöhe hinten: 44 - 49 cm
↔	Sitzbreite: 38, 40, 43, 46, 48, 51 cm
↑	Gesamthöhe ca. 96 cm
↑	Rückenhöhe ca 42 cm
📦	ab 17,5 kg
🏋️	130 kg

039 795 Leichtgewichtsrollstuhl mit Trommelbremse für die Benutzung durch eine Begleitperson

Auch in XXL erhältlich!



Gewicht: nur 8,2 kg

042 370 Super Leichtgewichtsrollstuhl

	Stahlrohrrahmen, Eisblau
	Funktionale Beinstützen (abnehm- & wegschwenkbar)
	Ankipphilfe für die Begleitperson zum leichteren Überwinden von Bordsteinkanten
↑	Sitzhöhe vorne: 44-49 cm
↑	Sitzhöhe hinten: 44 cm
↔	Sitzbreite: 40 bzw. 45 cm
↔	Sitzbreite zw. Armauflage: 45 bzw. 50 cm
↑	Gesamthöhe ca. 91 cm
📦	8,2 bzw. 9 kg
🏋️	125 kg





035 804 Multifunktionsrollstuhl

	Stahlrohrrahmen, silber
	Einhand-bedienbare Armlehne, leicht abnehmbare Bein- und Kopfstütze und abklappbare Bremsen
	Optional mit Trommelbremse für die Benutzung durch eine Begleitperson
	5 Jahre Garantie auf den Rahmen
↑	Sitztiefe: 37,5 / 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm
↑	Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte: 44 - 50 cm
↔	In den Sitzbreiten 350 bis 500 mm erhältlich (als Option plus/minus 40 mm)
↑	Gesamthöhe ca. 105 cm
↑	Rückenhöhe ca. 50 - 60 cm
📄	ab 28,5 kg
📦	135 kg



Sitzbreitenkit, sowohl Erweiterung als Reduzierung



Libertas Rückenfunktion

Auch in XXL erhältlich!



Netti Stabil



Anpassbare Rücken-
spannung

042 371 Reise-Rollstuhl



Rollstuhl kann leicht zusammengeklappt und verstaut werden.

ergonomischen Sitz- und Rückenwinkel

Ankipphilfe für die Begleitperson zum leichteren Überwinden von Bordsteinkanten

Höhenverstellbare Armlehnen

↑ Sitztiefe: 40 cm

↑ Sitzhöhe: 45 cm

↔ Sitzbreite: 45 cm

↑ Gesamthöhe ca. 74 cm

📦 8,2 kg

📏 max 125 kg



Gewicht:
nur 8,2 kg



041 555 Elektro-Rollstuhl

Für den Innen- und Außenbereich

Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile

Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassungen

Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit

↑ Sitztiefe: 40 - 53 cm

↑ Sitzhöhe vorne: 44 / 48 / 51 cm

↔ Sitzbreite 38 - 60 cm

↑ Höhe ohne Kopfstütze 930- 113 cm

↑ Rückenhöhe 50 cm

Fahrgeschwindigkeiten km/h 6 / 10 Km/H

Motorleistung in Watt 2 x 180 / 2 x 300

Reichweite mit Batterie ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max.30 Kilometer

Zulässige Steigungen / Gefälle 8,5° / 15 %

ab 94 kg

max 130 kg



Kompatible Bauteile



Innovative LiNX control von Dynamic Controls



Lenkräder mit Alufelge



Standard-Seitenteil

Auch in XXL
erhältlich!





i

ELEKTROSCOOTER

Elektroscooter oder auch E-Mobil genannt, ist ein kompaktes Fahrzeug, das zwischen 6 und 15 km/h schnell fährt und Sie bequem und sicher von A nach B bringt. Mit einem Elektroscooter bleiben Sie im Alltag mobil und können trotz Bewegungseinschränkung selbstständig einkaufen fahren und den Alltag meistern.

Auch in XXL
erhältlich!

042 720 Elektro-Scooter Standard 6 km/h

erfüllt die Vorgaben für die Mitnahme im ÖPNV

Elektromobil mit bequemer Sitzposition

an der Lenksäule installierter Einkaufskorb

Reichweite ca. 35 km

Steigfähigkeit 12° / 21 %

↔ Gesamtbreite 63,5 cm, Sitzbreite 49 cm

↑ Gesamthöhe 140,5 cm

→ Gesamtlänge 119 cm

ab 109 kg

160 kg

042 967 Elektro-Scooter Höherwertig 10 km/h



Farben: ● ○



**042 968 Elektro-Scooter Höherwertig 6 km/h**

erfüllt die Vorgaben für die Mitnahme im ÖPNV

Elektromobil mit bequemer Sitzposition

Maximum an Sicherheit dank rund um das Fahrzeug installierten Rammbügel

an der Lenksäule installierter Einkaufskorb

Reichweite ca. 35 km

Steigfähigkeit 12° / 21 %

↔ Gesamtbreite 65 cm, Sitzbreite 45,7 cm

↑ Gesamthöhe 141,5 cm

→ Gesamtlänge 135 cm

📦 ab 122 kg

🛒 max 160 kg

**042 726 Elektro-Scooter Höherwertig 10 km/h**

Farben: ● ○



042 778 Elektro-Scooter Höherwertig 15 km/h

erfüllt die Vorgaben für die Mitnahme im ÖPNV

Elektromobil mit bequemer Sitzposition

mit zahlreichen Sicherheits-Features wie einem Rammschutz rund um das Fahrzeug und einer Geschwindigkeitsdrosselung für Kurvenfahrten ausgestattet

an der Lenksäule installierter Einkaufskorb

Reichweite ca. 45 km

Steigfähigkeit 12° / 21 %

↔ Gesamtbreite 74,5 cm, Sitzbreite 49 cm

↑ Gesamthöhe 144 cm

→ Gesamtlänge 145 cm

ab 142 kg

160 kg



Farben: ● ○

009 225 Schlupfsack

- wasserabweisendes Außenmaterial
- fusselfreies Innenfutter aus Polar-Fleece
- komfortable Handhabung durch umlaufenden Reißverschluss mit großen Griffschlaufen
- Fronttasche mit Reflexstreifen
- Fixierungsschlaufen für Schiebegriffe
- rutschfeste Unterseite
-  waschbar bis 30°C
-  für Körpergröße bis 190 cm



Fixierungsschlaufen für Schiebegriffe



Fronttasche mit Reflexstreifen



fusselfreies Innenfutter aus Polar-Fleece

009 205 Wickeldecke

- wasserabweisendes Außenmaterial
- gestepptes fusselfreies Polar-Fleece-Innenfutter
- einfache Handhabung durch Klettverschlüsse
- geeignet für Scooter und Rollstühle
- Fixierungsschlaufen für Schiebegriffe
- rutschfeste Unterseite
-  waschbar bis 30°C



009 213 Regencape mit Fußteil

- wasserdichter Außenstoff
- leichter Innenstoff mit Netzstruktur
- Reißverschluss ist von innen und außen bedienbar
- Inkl. Kapuze, Innentasche, Reflexstreifen und Ärmeln
- Aussparungen für Schiebegriffe
- rutschfeste Unterseite



004 120 Antidekubitus-Sitzkissen

Die obere Schicht des Kissens aus viscoelastischem Schaumstoff reagiert auf Körperwärme und -gewicht und passt sich ideal an

Die untere Würfelschicht erlaubt individuelle Anpassung

Kissen inkl. Trevira CS-Bezug mit Anti-Slip-Ausstattung

für fast jeden Rollstuhl geeignet



Bezug waschbar



ca. 35x35x8 cm



Für Rollstuhl
und Rollator!



043 652 Einkaufsnetz mit Innenfutter

blau

Baumwolle, Polyester

für Rollstühle, Rollatoren, Gehgestelle

Befestigung mit Gummizug
und Klettverschluss

blickdicht



bis max. 5 kg belastbar



waschbar bis 30 °C



ca. 35 x 35 cm

039 778 Teleskoprampe, mobil

aluminium/schwarz

Aluminium mit Anti-Rutsch-Beschichtung

für den privaten Einsatz im
Innen- und Außenbereich



ca. 97 cm



ausziehbar auf 156 cm (max. Höhen-
unterschied 30 cm) bzw. 210 cm
(max. Höhenunterschied 42 cm)



Spurbreite: ca. 10 cm



seitlicher Überfahrschutz ca. 4–4,5 cm




3,6 kg/Stück, 7,2 kg/Paar



Tragkraft:
ca. 90 kg/Stück, ca. 180 kg/Paar



paarweise





047 183

Vierfußgehilfe

silber

Aluminium

**starr oder reziprok einsetzbar
durch Umsetzen der Halteklammern**

zusammenfaltbar auf 80 × 53 × 10 cm



8-fach höhenverstellbar von ca. 79–97 cm



ca. 2,3 kg



110 kg

023 067 Unterarmgehstütze Standard

Aluminium, Kunststoff

in blau und schwarz

Reflektor im Griff - vorne

Fußkapsel mit großer Auflagefläche

↕ 10-fach höhenverstellbar von ca. 75–98 cm

 max. 130 kg

 **stückweise**

023 068 Unterarmgehstütze Überlänge ca. 85 - 108 cm

023 069 Unterarmgehstütze mit Soft-Griff

047 134 Unterarmgehstütze Standard, anatomisch

023 068 Unterarmgehstütze Schwerlast



Farben:  

024 674 Unterarmgehstütze Kinder

Aluminium, Kunststoff

in blau-bunt

Reflektor im Griff - vorne

Armschale 3-fachhöhenverstellbar 16 - 21 cm

↕ 10-fach höhenverstellbar von ca. 50–78 cm

 max. 100 kg

 **stückweise**



023 861 Achselstütze

Aluminium, Kunststoff

in schwarz

PU-Achselpolsterung

höhenverstellbar durch Verstellungsclip

↕ Griffhöhe 68 - 91 cm

↕ Achselhöhe 118 - 138 cm

 max. 130 kg

 **stückweise**



Blinden-Taststock

047 506

4-gliedrig

→ ca. 150 cm

250 g

047 507

3-gliedrig

→ ca. 115 cm

210 g

Aluminium, Kunststoff-Griff, reflektierend

Handgelenkschlaufe, Kunststoff-Kapsel

faltbar

Ø ca. 13 mm

Faltbar



NEU

043 276

Stockschleife »PREMIUM«

● schwarz

● braun

● blau

● rot

● beige

flach gewebtes Band

mit Gummizug, Universalgröße

043 277

Krückenkapsel mit Stahleinlage

für Unterarmgehstützen,
Metallstöcke etc.

Ø 16, 18, 20, 33 mm

Erhältlich
in 7 Farben**043 278**

Stockkapsel

Ø 8 - 22 mm

schwarz

für Wander- und Freizeitstöcke aus Holz


SITZEN UND LIEGEN

i

PFLEGE BETT

Ein Pflegebett bzw. ein Krankenbett ist ein speziell ausgestattetes Bett, das Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu mehr Eigenständigkeit verhilft und/oder Pflegenden bei ihrer Arbeit mit bettlägerigen Personen unterstützt. Pflegebetten bzw. Krankenbetten werden sowohl in der häuslichen Pflege als auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern eingesetzt.

009 530	Pflege-Bett
	↕ Matratzenmaß 200 × 90 cm
	↕ Bett - Außenmaß 218 × 102 cm
	Dekor Buche Natur
	↕ Höhenverstellung 40 - 80 cm
	kabelloser Handschalter
	schnelle Montage der Seitensicherung mit Easy Click
	📦 97 kg
	📦 max 155 kg



Einlegerahmen, höhenverstellbar



009 535	↕	Liegefläche 200 × 90 cm
009 537	↕	Liegefläche 200 × 100 cm
009 539	↕	Liegefläche 190 × 90 cm
009 547	↕	Liegefläche 190 × 80 cm
Dekor Buche Natur		
↕ Höhenverstellung 29 - 74 cm		
Handschalter		
Liegefläche viergeteilt und höhenverstellbar für individuellen Nutzerkomfort		
	📦	66 kg
	📦 max	155 kg



042 855 Beistell-Tisch, zweigeteilte Tischplatte



Metallgestell mit kunststoffbeschichteter Tischplatte und Seitenplatte ca. 40 × 20 cm		
○ weiß oder ● Holzdekor, 2-geteilt		
↕ stufenlos höhenverstellbar per Knopfdruck von ca. 65–98 cm		
Säule bis ca. 80° neigbar, kippbare Tischplatte mit Kantenschutz		
📦 flach zusammenklappbar		
↕ Tischplatte: ca. 62 × 41 cm		
📦 max. Belastung Tischplatte: 15 kg, (bei Neigung 9 kg)		
📦 max. Belastung Seitenplatte: 1 kg		



Mit
Seiten-
platte

042 780 Beistell-Tisch »STANDARD«



Metallgestell mit kunststoffbeschichteter Tischplatte		
kippbare Tischplatte mit Kantenschutz		
↕ stufenlos höhenverstellbar von ca. 70–116 cm		
↕ Tischplatte: ca. 60 × 40 cm		
📦 max. Belastung Tischplatte: 10 kg		





038 860	Vier-Fuß-Bettgalgen	
	grau	
	Stahlgestell, freistehend	
	Griff höhen-/längenverstellbar	
	zerlegbar, flach verpackt, Höhe: ca. 20 cm	
	Standfläche: ca. 83 x 76 cm	
	Gesamthöhe: ca. 176 cm, Fußhöhe: ca. 4,5 cm	
	14 kg	
	100 kg	



042 620	Bettleiter	
	Aufrichthilfe im Bett am Fußende oder unter der Decke zu befestigen	
	ca. 160 cm, Nylonseil	
	ca. 30 cm	
	6 Griffe aus Holz	
	max. Belastbarkeit: 158 kg	



048 427 Infusionsständer, verchromt

Gestell: Edelstahl verchromt, Fußteil: Kunststoff


mit 4 Haken

5 Kunststoff-Rollen, Ø ca. 50 mm,
davon 2 mit Feststellbremse

↕ höhenverstellbar 117–208 cm

ca. 3 kg

max. Belastung: 5 kg/max. Nutzlast: 12 kg

**047 237 Bettgriff/Aufstehhilfe »BAR-00«**

weiß

pulverbeschichteter
Stahlrahmen/Kunststoff/Moosgummi

mit Fuß für zusätzliche Stabilität

→ 88–112 cm, stufenlos einstellbar

↑ Gesamthöhe: 77,5–94 cm, verstellbar
Handgriffhöhe: 34,5–40 cm
in 3 Höhen verstellbarUnterteil in 10 Schritten von
ca. 42–54 cm verstellbar

↔ 50 cm

ca. 3,6 kg

max 114 kg

**024 296 Seitengitterpolster**

2-seitig - Ideal bei einem unruhigen Schlaf

integrierte Schaumstoffmatte

Flammhemmend und Desinfizierbar

Auch für geteilte Seitengitter geeignet

↕ 190 x 75 cm



037 737 Weichlagerungsmatratze bis Grad III

viscoelastischer Schaumstoff reagiert auf Körperwärme und -gewicht, passt sich jeder Körperform ideal an

gleichmäßige Druckverteilung

 95 Inko-Bezug geschlossen, purple

 60 Frottee-Bezug mit 4-seitigem Reißverschluss

 200 x 90 x 14 cm / 200 x 100 x 14 cm



059 163 Antidekubitus-Wechseldruck-Matratze

Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

großzelliges Matratzenauflagesystem

Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung

akustischer Alarm bei niedrigem Druck

sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren

Desinfektionsmittelbeständigkeit

 60 Bezug ist bis 60° waschbar

 200 x 90 x 14 cm

 max 30 - 140 kg



Spannbettlaken »FROTTEE«

042 518  100 x 200 cm

043 549  90 x 200 cm

042 518  140 x 200 cm

Matratzenschutz mit Gummizug

Unterseite: PU-beschichtet

atmungsaktiv

bis zu einer Steghöhe von 20 cm

 95 waschbar bis 95 °C

 trockenere geeignet



i

LATEXKISSEN

- Druckentlastung in Akutsituationen
- Sitzkomfort bei Gesäßproblemen
- Weicher Sitzring aus Naturlatex
- Abnehmbarer Frotteebezug
- Rund oder oval
- Ersatzbezüge einzeln erhältlich
- Höhe: ca. 7,5 cm
- Kissen Handwäsche 
- Bezüge 

Weicher Sitzring aus
Naturlatex mit abnehm-
barem Frotteebezug

Ersatz-
bezüge
einzeln
erhältlich

042 624 Latexkissen, rund

Ø außen: ca. 42 cm
innen: ca. 14 cm



042 625

Luftkissen-Set mit Pumpe
und Einmalbezug

Ø außen: ca. 40 cm – innen: ca. 13 cm

Gummi, mit Schraubventil

mit Pumpe und Einmalbezug

027 935 Hüftkissen



blau



schwarz

Atmungsaktiv, kein Schwitzen

Anti-Rutsch-Unterseite

Bezug: 80% Polyester, 20% Baumwolle



45 x 40 x 8 cm



110 kg



028 433 Arthrodesenkissen

- Keileinschnitt: links oder rechts
- komfortable und nützliche Sitzhilfe
- mit Tragegriff sowie einer rutschhemmende Unterseite
- Auch für fast jeden Rollstuhl geeignet
- ca. 43x43x8 cm



042 926 Keilkissen

- schwarz
- hellblau
- rot
- grün
- blau
- grau
- braun
- violett
- Verbundschaum
- ca. 37 x 37 x 7/2 cm
- Bezug waschbar



Keilkissen »EXTRA«, Komfortgröße

- blau
- grau
- besonders belastbarer Schaumstoff
- 40 x 40 x 10/2 cm
- Möbelstoffbezug, waschbar

i

BALLSITZKISSEN »BAKI 33«

- unterstützt Rückentraining und dynamisches Sitzen
- kann zur Verbesserung der aufrechten Sitzhaltung und Stärkung der Rücken-, Wirbelsäulen- und Beckenmuskulatur beitragen als Alternative zum Sitzball
- Härtegrad durch Luftbefüllung individuell regulierbar



Ballsitzkissen »BAKI 33«	
042 538	blau
042 539	rot
unterstützt Rückentraining und dynamisches Sitzen	
mit Pumpe	
Ø	33 cm
	200 kg



mit Pumpe

042 529 Reise-Nackenkissen, aufblasbar	
	blau
Kunststoffolie mit Velours-Beschichtung	
mit Tasche	
	ca. 36 × 24 × 9 cm
	gefaltet: ca. 16 × 12 cm
	Handwäsche



042 521 Reise-Nackenhörnchen	
schwarz	
Bezug Nicki/Polyester-Lycra, Füllung EPS-Kügelchen	
	ca. 34 × 30 × 8 cm
	Handwäsche



i

LAGERUNGSKISSEN

Lagerungskissen in verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Lagerung in der Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung. Durch die verschiedenen Lagerungshilfen wird der Patient marginal bewegt, die Druckverteilung an den Hauptauflagepunkten ermöglichen dem Patienten ein entspanntes und druckentlastendes Liegen. Ziel ist es, die Dauer und die Intensität der Druckeinwirkung so gering wie möglich zu halten.

- Wasserdicht, dennoch atmungsaktiv
- Viren- und bakteriendicht
- Wischdesinfizierbar
- Autoklavierbar, schwer entflammbar
- Lebensmittelecht
- Sehr geringes Eigengewicht
- Schnelle, optimale Anpassung an die Körperkontur durch Füllung mit Polypropylen-Kügelchen
- Optimales Mikroklima
- Optimale Druckentlastung
- Zur Dekubitustherapie geeignet



036 036 Lagerungsschlange

Für alle üblichen Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar

Mikropositionierung

Positionierung von Kopf und Extremitäten

Langsitz

Baumwollbezug

↕ ca. 250 x 35 cm



041 655 Lagerungskissen

Für alle üblichen Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar

Mikropositionierung

Positionierung von Kopf und Extremitäten

Langsitz

Baumwollbezug

↕ ca. 40 x 40 cm



038 279 Lagerungskeil

Mikropositionierung

Baumwollbezug

↕ 25 x 20 x 10 / 1 cm

An jeder Seite mit einem weichen Kaltschaum ummantelt

**041 736 Lagerungshalbrolle**

Für alle üblichen Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar

zur Positionierungsunterstützung der Fersen oder Beine

inklusive Inkontinenzbezug und Baumwollbezug

Kern besteht aus dem stabileren PU-Schaum und wird von einer Kaltschaum-Schicht umhüllt

Baumwollbezug

↕ ca. 25 x 12 x 7,5 cm

**041 738 Lagerungskissen XS**

Zur Unterstützung von Bewegungsaktivitäten oder als Polster zwischen den Beinen

Ausgestattet mit dem Sandwich-System

inklusive Inkontinenzbezug und Baumwollbezug

Kern besteht aus dem stabileren PU-Schaum und wird von einer Kaltschaum-Schicht umhüllt

Baumwollbezug

↕ ca. 50 x 11 x 6 cm

**042 515 Bein-Zwischenpolster, mit Fixiergurt**

hellblau

Schaumstoffkissen mit elastischem Fixierband und Klettverschluss

Zur Entlastung der Ober-/Unterschenkel oder anderer Körperpartien

abnehmbarer Flanellbezug

↕ ca. 26 x 21 x 16 cm

30 °C waschbar (Bezug)



042 497 Entspannungswürfel, abgeschrägt

blau

Schaumstoff, PU

Bezug mit Reißverschluß: Baumwolle, Polyester

vielfältige Nutzung durch integrierten Sitzkeil



ca. 40 x 35 x 50/57 cm



30 °C waschbar (Bezug)



max. Belastung 130 kg



IM ALLTAG



MOBILITÄT



SITZEN UND LIEGEN



KÖRPERPEFLEGE UND HYGIENE



GESUNDHEIT UND FITNESS



TECHNISCHE HILFEN



KRIEGER SANITÄTSHAUS

**047 511 Multifunktions-Drehkissen**

blau

PE, Kunstleder

kann das Umdrehen in liegender Position erleichtern

mit seitlichen Griffschlaufen

abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss




77 x 33,5 cm



410 g

abwischbar

**039 331 Fersenfreilagerungsschuh**

blau

Größe 38-43, <38, >43

zur Behandlung und Prophylaxe von Fersendruckverletzungen

sehr leicht und komfortabel

Die Anwendung ist einfach und bietet sicheren Schutz vor Reibungs- und Scherkräften


Soft-Verschluss, Klettverschluss zur Spitzfußprophylaxe



komplett in der Waschmaschine bei 60 °C



autoklavierbar



NEU

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Fellpolster**043 907**

paarweise

043 908

einzeln, rechter Fuß

043 908

einzeln, linker Fuß

zum angenehmen Liegen


synthetisches Fell, 100 % Polyester/Trevira

Rückseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung

Universalgröße, mit 2 Klettbindern



waschbar bis 60 °C



059186 Aufstehhilfe »UPLIFT«

max. Belastung: 38 bis 136 kg, elektrisch

max. Belastung: bis 160 kg

schwarz

Viskoelastischer Schaumstoff (PP),
Bezug 100 % Polyester, Kunststoff, Metall

Transportable Sitz- und Aufstehhilfe
mit Gasdruckfeder

in sechs Stufen einstellbar

Maße Unterteil: 41 x 38 cm
Maße Sitz: 48 x 43 cm

Sitzhöhe 26/5 cm

ca. 4 kg



Auch
elektrisch
verfügbar!

**024 699 Transfer- und Umlagerungshilfe**

Einfach zu transportieren und zu tragen. Leicht,
mit ausgewogener Gewichtsverteilung

Stahlrohr pulverbeschichtet/PU/Kunststoff

In Aluminium gegossene Fußplatte mit
Anti-Rutsch-Funktion. Sehr leicht zu drehen

46 x 45 cm

80–120 cm

15 kg

200 kg



Zum leichteren
Aufrichten, Drehen
und Umsetzen

039 517 Transfer- und Umlagerungshilfe mit Fußbremse

Vereinfacht das Transferieren und Umsetzen zwischen Bett, WC
und Sitzmöglichkeiten wie Stuhl oder Sessel

Stahlrohr pulverbeschichtet/PU/Kunststoff

Eine Zentralbremse wirkt auf beide Seitenräder und
bietet somit Kontrolle und Sicherheit

63 x 57 cm

117 cm

13,6 kg

150 kg



fahrbar





035 615 Drehscheibe



Drehteller

Kunststoff

Ø ca. 40 cm

ca. 1 kg

max 125 kg

042 505 Drehkissen



blau

Polyester

Drehhilfe für unebene Flächen, z. B. Autositze

Stoff gepolstert

Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen

Ø ca. 42 cm

↑ ca. 3 cm

max 135 kg

30 waschbar bis 30 °C



004 315 Rutschbrett



sehr glatte Oberfläche, um den Reibungswiderstand zu minimieren

Polyethylen

↗ 74 X 32 cm

ca. 1 kg

max 200 kg



042 312 Patientenlifter, Aktiv

mit fixem, besonders niedrigem Fahrwerk zum Unterfahren der Sitzgelegenheit

Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen

hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche

werkzeuglos zerlegbar

↑ Hubhöhe 90 - 159 cm
Höhe Fahrgestell 6,6 cm

↗ 99 x 58 x 114 cm

📦 34 kg

🏋️ 160 kg

Auch in XXL erhältlich!

**009 606 Patientenlifter, Passiv**

schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten

360 Grad Drehung des Lifterbügels auch in höchster Position möglich

hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche

werkzeuglos zusammenklappbar / transportfähig

↑ Hubhöhe 81 - 203 cm
Höhe Fahrgestell 11 cm

↗ 118 x 61 x 137 cm

📦 37 kg

🏋️ 185 kg

Auch in XXL erhältlich!





KÖRPER- PFLEGE UND HYGIENE



Haarwaschwanne »EXTRA«,
Duschvorrichtung
und Pumpe im Set

Praktisch
im 3er-
Set

037 768 Haarwaschwannen-Set »EXTRA«

weiß

Set bestehend aus:

- Haarwaschwanne »EXTRA«
- Duschvorrichtung, ca. 6 l
- Pumpe



042 979 Haarwaschwanne, Profimodell

weiß

Kunststoff

mit Kopfmulde, Stöpsel und
absperbarem Ablaufschlauch

ca. 50 × 40 × 20 cm

Für den dauerhaften Einsatz



Haarwaschwanne »RUND«

047 515 mit Pumpe

047 516 ohne Pumpe

2-reihig mit Kopfmulde

blau

aufblasbares Kopfwashbecken aus Vinyl

mit absperbarem Wasserablauf

Ø rund, ca. 57 cm

ca. 18 cm

042 621 Duschvorrichtung

blau

mit Nylon-Seil zum Aufhängen

absperbarer Ablaufschlauch (ca. 50 cm)
mit Handbrause

ca. 6 l

Absperbarer
Ablaufschlauch

059 728 Wärmflasche, Doppellamelle

Gummi mit
Kunststoff-Schraubverschluss

Lamellen einseitig

ca. 2 l

042 853 Hygiene-Spray »URI-GO«

zur Beseitigung von Urinflecken
und -gerüchen
 durch Entfernen der Urinkristalle
lösen sich selbst alte, hartnäckige
Uringerüche

handliche Sprühflasche

750 ml

Frischer
Zitronen-
duft



042 627 Steckbecken Kunststoff

elfenbein
PP
mit Griff und Deckel
2,2 l
ca. 31 cm
autoklavierbar
120 kg



042 851 Steckbecken mit Deckel

weiß
Kunststoff
abgerundete Oberfläche
ermöglicht optimale Anpassung an die Körperform
ca. 44 × 37 × 15 cm
autoklavierbar bis 140 °C
220 kg



Mit Deckel

Faltbares WC »URIBAG«

047 517	Herren
047 518	Damen
	Latex
	faltbar, sicher verschließbar
	ca. 1.100 ml


wieder-
verwend-
bar


i

URINFLASCHEN

- Kunststoff, graduiert
- mit Deckel
- Fassungsvermögen: ca. 1 l

024 367 Urinflaschen für Männer, Standard

milchig, mit blauem PP Deckel

PVC

60° temperaturbeständig bis 60 °C

**024 369** Urinflaschen für Frauen, Standard

durchscheinend mit weißem PE Deckel

PVC

60° temperaturbeständig bis 60 °C

Der Griff
leuchtet im
Dunkeln!**042 852** Urinflasche »URSEC«

milchig-transparent

Kunststoff (PP)

Auslaufschutz-Trichter mit Schraubgewinde

mit phosphorisierendem Griff,
absorbiert Tageslicht und leuchtet im Dunkeln

Fassungsvermögen: ca. 1 l



graduiert



autoklavierbar

024368 Flaschenhalter »STANDARD«

mit Deckel

weiß

Metallgestell mit Kunststoff-Beschichtung



ca. 13 × 13 cm



ca. 33 cm

Geeignet für Flaschen ohne Griff

Komplett im Ansatz-
stück verstaubar

i

LOTION-CREAMER

- Eincremehilfe mit 19 beweglichen Kugeln
- Geeignet für Lotionen, Cremes, Salben und Öle
- Cremt und massiert zugleich
- 5 Depots für gleichmäßige Dosierung
- Abnehmbarer Griff, Schraubverschluss
- Kunststoff
- Alle Einzelteile spülmaschinengeeignet (außer Bade- und Netzschwamm-Aufsatz)
- In drei Farben erhältlich
- Länge: ca. 44 cm



042 517 Lotion-Creamer-Set

weiß/mint

Set bestehend aus:

- Lotion-Creamer
- mit Bade- und Netzschwamm-Aufsatz

Lotion-Creamer
mit Bade- und
Netzschwamm-AufsatzPraktisch
im 3er-
SetKÖRPERPFLEGE-SET
»SANSUWELL«
MIT 5 AUFSÄTZEN:

Eincremehilfe



Luffa-Bürste



Schwamm



Bimsstein



Bürste

042 622 Körperpflege-Set »SANSUWELL«

weiß-grau


PP, ABS, TPR

3-fach winkelverstellbarer Griff (90°/140°/180°)

5 verschiedene Aufsätze zum Umstecken
(Eincreme-Hilfe, Luffa-Bürste, Bimsstein,
Schwamm, Bürste)müheloses Erreichen aller Körperzonen durch
langen Stiel

Aufsätze auch einzeln verwendbar

→ Gesamtlänge 58 cm, Grifflänge 33 cm

Aufsätze einfach
umsteckensansu
well

**042 951 Sturzmatte**

	EPS-Perlen Füllung sorgt für sanftes Einsinken und verhindert eventuelles Weiterrollen
	mit eingearbeitetem Tragegriff
	inklusive abnehmbarem und waschbarem Bezug
↕	160 x 120 x 20 cm
40	Bezug ist bis 40° waschbar

**039 661 Alarmtrittmatte**

	mit 433 Mhz Funksender - hochwertiger mobiler Vibrationsalarm-Empfänger
	Akustisches Signal mit Lautstärke ca. 88 dB - umschaltbar in Vibrationsalarm
	Reichweite ca. 100m
↕	140 x 40 x 2,5 cm

012 906 Einweg-Schürzen

	PE, gehämmert
↕	ca. 140 x 75 cm
📦	Pack à 100 Stück



Mit verstärkten
Ösen

**047 029 Kunststoff-Schürze**

	weiß oder transparent
	PVC
	strapazierfähige Qualität
	wiederverwendbar
	mit Bändern und Ösen
↕	ca. 80 x 130 cm




i

DUSCH- UND BADESCHUTZ

- vollständig in Wasser eintauchbar
- Polyurethan
- 100 % wasserdicht
- Beinmodelle mit rutschfester Sohle
- wiederverwendbar und strapazierfähig
- für Erwachsene und Kinder
- latexfrei



Oberarm Unterarm Oberschenkel Unterschenkel



Dusch- und Badeschutz, wiederverwendbar		
042 500	Oberarm, klein	
	→ ca. 66 cm	Ø ca. 19 cm
042 502	Unterarm, klein	
	→ ca. 44 cm	Ø ca. 18 cm
047 486	Oberarm, groß	
	→ ca. 80 cm	Ø ca. 26 cm
047 847	Unterarm, groß	
	→ ca. 52 cm	Ø ca. 23 cm
rutschfest:		
047 490	Oberschenkel, klein	
	→ ca. 84 cm	Ø ca. 31 cm
042 501	Unterschenkel, klein	
	→ ca. 52 cm	Ø ca. 34 cm
042 503	Oberschenkel, groß	
	→ ca. 112 cm	Ø ca. 47 cm
042 501	Unterschenkel, groß	
	→ ca. 63 cm	Ø ca. 39 cm

Ober- und Unterschenkel:
Mit rutschfester Sohle


GESUNDHEIT UND FITNESS



042 510 Igelball	
	orange
Ø	ca. 6 cm
	gelb
Ø	ca. 8 cm
	rot
Ø	ca. 9 cm
	blau
Ø	ca. 10 cm
	schwarz
Ø	ca. 7 cm
Noppenball	
zur Massage und Therapie	



042 704 Igelball mit Ventil 	
	orange
Ø	ca. 8 cm
	blau
Ø	ca. 8 cm
zur Massage und Stimulation	
aufpumpbarer Noppenball zur Erreichung des individuellen Härtegrades	



Gelball-Handtrainer 	
042 506	 gelb, extra-soft
042 507	 rot, soft
042 508	 grün, medium
PUR-Weichschaumstoff, RG 65	
Ø	ca. 50 mm
zur Förderung der Greiffähigkeit und Sensomotorik nach Frakturen, bei Lähmungs- oder Ausfallerscheinungen der Hand oder der Finger (z. B. nach Schlaganfall)	

Gymnic »CLASSIC« 	
64 165	 blau
Ø	ca. 65 cm
64 175	 gelb
Ø	ca. 75 cm
Gymnastikball	
aufblasbar	
Verwendung auf glattem Untergrund/ ohne spitze Gegenstände	
empfohlenes Gewicht bis 120 kg	
	300 kg



042 597 Blackroll Duoball

● orange

EPP-Schaumstoff

leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchslos, 100% recyclebar, robust

Ø 8 cm

**042 595 Blackroll Mini**

● orange

Ideal für unterwegs

Zur Massage von z.B. Armen, Füßen, Beinen etc.

↙ 15 x 5,3 cm



THERA-BÄNDER
in verschiedenen
Stärken und Längen
erhältlich

Mit Tasche

042 534 Thera-Band 2,5m, mit Tasche

● gelb

● rot

● grün

● blau

100 % Latex

→ 2,5 m



i

KALT-WARM-KOMPRESSE

- Kunststoffolie mit blauem Gel
- Weiches Gelkissen zur Kalt- und Warmanwendung
- Auch mit Frottee- oder Vliesbezug
- Mikrowellengeeignet

**042 512 Kalt-Warm-Kompresse**

↙ ca. 12 x 29 cm

Kalt und warm
anwendbar

i

BEWEGUNGSTRAINER

Bewegungstrainer sind für Aufbau und Erhaltung von Muskelkraft und Beweglichkeit bei eingeschränkten Fähigkeiten gedacht. Die Anwendung erfolgt im Liegen oder Sitzen. Als Sportgerät beziehungsweise zum Intensiv-Training sind diese Geräte nicht geeignet, hier empfehlen sich beispielsweise Ergometer.

042 520 Bewegungstrainer/Mini-Trimmer

	Stahlrohr verchromt, Kunststoff, Gummi
	Bewegungstraining im Sitzen oder Liegen
	geeignet für Arme und Beine
	stufenlos verstellbarer Tretwiderstand
	rutschfeste FüÙe
↗	ca. 53 × 41 cm
↑	ca. 26 cm
📦	2,1 kg



028 243 Bewegungstrainer für Arme und Beine

	Ideal für das Training zu Hause
	Einfache Bedienung über Trainingscomputer bzw. Handschalter
	Passives Arm- und Beintraining durch integrierten Motor möglich
	12 Geschwindigkeitsstufen vorwärts sowie rückwärts
	Zeitauswahl-Taste: 1-15 Min.
↗	ca. 50 × 40 cm
↑	ca. 30 cm
📦	4,5 kg



027 920 Venentrainer

	Die Venenwippe ist Fußstütze und Venentrainer in einem Gerät.
	Stabile, leichte Kunststoffkonstruktion
↗	ca. 32 × 22 cm
↑	ca. 8 cm
📦	0,5 kg



025 434 Venentrainer Kompressionsmassage

Revitalisierende Kompressionsmassage

Verbessert die Blutzirkulation, löst Verspannungen

Luftdruckmassage mit an- und abschwellenden
Luftpolstern

Wechselseitiges Aufpumpen der Beinmanschetten

Massageintensität stufenlos regulierbar

Inkl. Timer-Funktion 10/20/30 min.

Individuelle Anpassung beider Beinmanschetten mit
Hilfe von Klettverschlüssen**028 275 Riesenschuhlöffel**

Metall, vernickelt

→ 70 cm

TECHNISCHE HILFEN



i

PULSOXIMETER »2 IN 1 - MESSUNG«

Mit dem Pulsoximeter bestimmen Sie die Sauerstoffsättigung im Blut. Dies kann bei Sport in großen Höhen oder bei gesundheitlichen Problemen notwendig sein. Auch der Puls wird Ihnen grafisch auf dem Farbdisplay angezeigt.

- Einfache Anwendung durch Ein-Knopf-Bedienung
- Für verschiedene Fingergrößen (Kinder, Erwachsene)
- Hoher Tragekomfort
- Kompakt, klein, leicht und transportabel

051 077 Pulsoximeter

Klinisch validierte Genauigkeit

Batteriewechselanzeige

Inkl. Halteband und Gürteltasche



042 565 Oberarm-Blutdruckmessgerät

Messung von systolischem/diastolischem Blutdruck und Herzfrequenz

abwaschbare Komfortmanschette (22 – 42 cm) – besonders leicht anzulegen

**043 239** Oberarm-Blutdruckmessgerät

Innovative easyLock-Manschette: Anlegen, festdrehen und starten

Mit Manschette für Oberarmumfänge von 24-40 cm

Keine Schläuche, keine Kabel - einfach und präzise messen

Inflation-Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit

Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte

Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm

Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay

Inkl. Halteband und Gürteltasche



Optimale Kontrolle durch kostenlose „beurer HealthManager Pro“ App

025 167 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Inflation Technology: Schnelle und komfortable Messung bereits während des Aufpumpens

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Übersichtliches, gut ablesbares Schwarzdisplay

Drahtlose Übertragung der Messergebnisse per Bluetooth


Für Handgelenkumfänge von 13,5 - 21,5 cm

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Risiko-Indikator

Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

Inkl. kostenloser „beurer HealthManager Pro“ App: Messwerte und Körperdaten immer im Blick



Optimale Kontrolle
durch kostenlose
„beurer HealthManager Pro“ App

042 564 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14 – 19,5 cm

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen-/ Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares Display

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox Medizinprodukt

Meldung bei Anwendungsfehlern

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

8,4 x 6 x 2,9 cm



025 120 Fußsprudelbad

Tragbarer Frischekick für müde Füße - für entspannende Pflege sorgt das Fußbad mit Pediküre Aufsätzen und Infrarotlicht-Feld

3 wechselbare Pediküre-Aufsätze mit praktischer Aufhängung

3 Funktionen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung

Wohltuendes Infrarotlicht-Feld

Abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage

Geeignet bis Schuhgröße 49

Rutschfeste Gummifüße

Mit praktischem Tragegriff

↕ 36 x 42 x 17 cm

**025 247 Körpermassagegerät**

Wohltuende Vibrationsmassage

Drehbarer Massagekopf und 3-fach verstellbarer Griff

Ideal für gezielte und punktuelle Massage

Infrarotwärme, zuschaltbar

4 auswechselbare Massageaufsätze (2x Noppenaufsatz, Bürstenaufsatz, Kegelaufsatz)

3 Funktionsstufen (Vibrationsmassage, Infrarotwärme, Vibrationsmassage mit Infrarotwärme)

↕ 8,8 x 39 x 8,5 cm

**025 292 Mini-Massagegerät**

Sanfte Vibrationsmassage

Entspannung für Zwischendurch: Zu Hause, im Büro oder unterwegs

Ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine

Klein und handlich

Mit LED-Licht

↕ 9,8 x 9,8 x 9,5 cm



025 369 Rücken-Nacken-Heizkissen

Wärme für Rücken und Nacken in einem Produkt

Körpergerechte Form

Anschmiegsam, hautsympathisch und atmungsaktiv

Schnellheizung

6 Temperaturstufen



Heizkörper/Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C



62 x 42 cm

**025 462 Wärmездеcke**

Luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig und fusselfrei

6 Temperaturstufen

Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.

Elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Funktionsanzeige



Maschinenwäsche bei 30 °C



130 x 180 cm

**025 122 Fußwärmer**

Flauschig weicher Fußwärmer



Innenfutter herausnehmbar, Maschinenwäsche bis 30°C

Elektronische Temperaturregelung

3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung

Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten



32 x 26 x 26 cm

**Heizkissen**

Extra weiche Oberfläche

Anschmiegsam und hautsympathisch

präzise elektronische Temperaturregelung



Heizkörper/Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C

Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten

025 184 ↗ ca. 60 x 40 cm

025 186 ↗ ca. 40 x 30 cm

025 190 ↗ ca. 44 x 33 cm



030 899 Sauerstoffkonzentrator

	Stationärer 5L Sauerstoffkonzentrator
	Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung der Sauerstoffkonzentration
	Flowbereich 0,5 - 5 l/min
	Sauerstoffkonzentration 93 % ± 3 %
	30,4 × 34,2 × 62,2 cm
	16,3 kg

**008 288 Portabler Sauerstoffkonzentrator**

	Der neue Standard in der portablen Sauerstofftherapie
	Patentierte SmartDose™ Technologie
	Maximale Sauerstoffabgabe: 1014 ml
	Sauerstoffkonzentration 90 % +4/-3 %
	21,8 × 8,9 × 21,3 cm
	2,2 kg

**031 259 Sauerstoff-Sparsystem**

	Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 6:1
	Einstellungen im gepulsten Modus
	2 l/min bei Continuous Flow
	6,5 x 6,5 cm



027 116 Atemtherapiegerät

Atemtherapiegerät für die unteren Atemwege
befreit die Atemwege effektiv von festsitzendem
Bronchialschleim
für Kinder und Erwachsene geeignet



042 619 Atemtrainer

transparent/blau
3-Kammer-System
zur Atemgymnastik



043 033 Atemtherapiegerät Flutter

befreit von zähem und festsitzendem
Bronchialschleim
reduziert die Gefahr von Infektionen und Entzündungen durch Bronchialschleim
verringert die Atemnot
verbessert den Gasaustausch



042 511 Inhalator, 2-teilig

weiß
Kunststoff
anatomischer Aufsatz
autoklavierbar bis 120 °C

031 271 PARI BOY Classic

Inhalationszeiten unter 5 Minuten
bei 2,5 ml Inhalationslösung

PARI LC SPRINT Vernebler für eine effiziente
Lungendeposition auch bei kurzen Inhalationszeiten

Mit PIF-Control – das integrierte „Trainings-Tool“
unterstützt beim Erlernen einer effektiven Inhalations-
technik

↕ 15 × 18,5 × 13 cm

📦 1,7 kg

**008 301 Vernebler**

Kompakter Kompressorvernebler für eine
zuverlässige und kostengünstige Aerosoltherapie

Eignet sich für den täglichen Gebrauch

Geräuscharm

Verneblerleistung 0,3 ml/min

Partikelgröße MMAD < 5 µm

Luftstrom max. 5.1 l/min

↕ 19 × 14 × 9 cm

📦 1,5 kg

**024 678 Absauggerät**

mit internem Akku

Erhältlich mit 800ml Einweg-Sekretbehälter
(Standardlieferumfang) oder autoklavierbarem
1200ml Behälter (optional)

Geräuscharm

Stufenlose Vakuumregulierung von 50 bis 550
mmHg sowie hohe Saugleistung von 27 l/min

Partikelgröße MMAD < 5 µm

↕ 21,6 × 20,3 × 21,1 cm



TENSGERÄTE – NATÜRLICHE SCHMERZBEHANDLUNG DURCH REIZSTROM OHNE MEDIKAMENTE

Transkutane elektrische Nervenstimulation ist eine bewährte Methode, bei der elektrische Impulse zur Heilung eingesetzt werden. Durch niederfrequente Elektrostimulation werden körpereigene, natürlich

schmerzlindernde Impulse nachgebildet, welche durch Elektroden über die Haut positiv stimulierend an Muskelfasern und Nerven geleitet werden.

037 784 Tensgerät Dolito

Schmerzbehandlung zur äußerlichen Anwendung

Nervenstimulation durch Reizstrom

5 verschiedene Modi (kontinuierlich, moduliert, Burst, Han und W/R)

Möglichkeit 1 Programm im kontinuierlichen, modulierten oder Burst-Modus selber zu konfigurieren

Digitales Zweikanalgerät

Anzeige der verbleibenden Behandlungszeiten

Zeitwahl von 1 Min. bis 10 Std. möglich



042 536 Infrarotlichtlampe, 150 W

weiß

angenehme Wärme zur Steigerung des Wohlbefindens

nutzt die Tiefenwirkung der Infrarotstrahlung

stufenlos verstellbar

Kabelfach

230 V



SYMBOLERKLÄRUNG

								
Abstand	Autoarretierbar	Autoklavierbar	Umfang	Badewannenmaß	Befestigungsmaterial inkl.	BPA-frei	Breite	Drehbar
								
Durchmesser	Faltbar	Fassungsvermögen	Gewicht	Graduiert	Handwäsche	Höhe	Höhenverstellbar	Inhalt
								
Länge	Waschbar	Maximale Belastung	Maße: Länge x Breite	Maße: Länge x Breite x Höhe	Mikrowellengeeignet	Nicht waschbar	Packungsgröße	Belastbarkeit
								
Sitz- bzw. Trittflächengröße	Spülmaschinenfest	Temperatur	Trocknerfähig	Wasserfest	Zum Kühlen	Zum Wärmen	Werkzeuglose Montage	
								
Verordnungsfähig	Aufzahlung für höherwertige Versorgung des Patienten	Privatkauf	Verordnung/Empfehlung gemäß § 40 Absatz 6 SGB XI					

A	
Absauggerät	78
Achselgestütze	43
Alarmtrittmatte	64
Aluminium Gehhilfe,-stütze	42–43
Aluminium Rollator	27–28
Antidekubitus-Sitzkissen	41
Anti-Rutschhilfen	11
Antidekubitus-Wechseldruck-Matratze	49
An-, Auskleidehilfen	20–21
Anziehhilfen	20–21
Armtrainer	69
Arthritisrollator	29
Arthrodesenkissen	51
Atemtherapie	77–78
Atemtherapiegeräte	77
Atemtrainer	77
Aufblasbares-Kissen	50, 52
Aufblasbares-Kopfwaschbecken	60
Aufstehhilfe	13, 47–48 56–58
Aufsätzeset für SANSUWELL	63

B	
Badehilfen	4–15
Badeschutz	65
Badewannenbretter	7
Badewannenlifter	10
Badewannen-Sitze	7
Badewannen-Trittsstufen	6
Badewannen-Verkürzer	7
Badezimmer-Haltegriffe	8–9
Badhelfer	11
Bad und WC	ab 4
Bandscheibenwürfel	55
Balancekissen	52
Ballsitzkissen	52
Becher	16–17
Beinmassagegerät	74
Beintrainer	69
Bein-Zwischenpolster	54
Beistell-Tische	46
Betten	45
Bett-Alarmtrittmatte	64
Bett-Einlegerahmen	46
Bettgalgen	47
Bettgriff	48

Betthalter für Urinflasche	62
Bettlaken	49
Bettleiter	47
Bettpfanne	61
Bettschutz	49
Bett-Seitengitterpolster	48
Bett-Sturzmatte	64
Bewegungstrainer	69
Blackroll	68
Blattlupe, -vergrößerer	23
Blindenhilfen	44
Blinden-Taststock	44
Blutdruckmessgerät	72–73

C	
Cloo -Toilettensitzerhöhung	15

D	
Decke für Scooter und Rollstühle	40
Delta-Gehrad	30
Drehkissen	55, 57
Drehscheibe/ -teller	57
Drehhilfe	55, 57
Doff n' Donner	21
Duschhilfen	4–11, 13
Duschhocker, -stühle	4–5
Duschklappsitze	6
Duschmatten, -einlagen	11
Dusch- und Badeschutz	65
Dusch-Toilettenstühle	13
Duschvorrichtung	60

E	
Easy-Slide Anziehhilfe	21
Edelstahl-Haltegriffe	8
Edelstahlplatten	9
Eincremehilfe	63
Einhandteller	17
Einkaufshilfen/ -trolleys	24
Einkaufsnetz	41
Einlegerahmen	46
Einmalartikel	64
Einnehmehilfen	ab 16
Einweg-Schürzen	64
Entlastungskissen	50–52
Entspannungswürfel	55
Elektro-Rollstühle	36

Elektro-Scooter	37–39
E-Mobil	37–39
Essen und Trinken	16–18

F

Faltbare Gehhilfe	42
Faltbares WC	61
Faltrollstühle	32, 35
Faszienrollen	68
Fellpolster	55
Feuchtinhalation	78
Fersenfreilagerungsschuh	55
Fersenpolster	55
Fingerpulsoximeter	71
Fitnessball	67
Fitnessbänder	68
Flaschenhalter	62
Flutter	77
Frau Kettner Einhandteller	17
Fußbad mit Sprudel	74
Fußwärmer	75
Fußwippe	69

G

Gehhilfen und Zubehör	27–31 40–44
Gehrad	30
Gehstützen	43
Gelball-Handtrainer	67
Geschirr	16–18
Gesundheit und Fitness	ab 66
Greifhilfen, -zangen	25
Gummipuffer für Stöcke, Gehstützen	44
Griffe	8–9, 48
Gymnastikball	67

H

Haarpflege	59–60
Haarwaschwannen	59–60
Haltegriffe	8–9
Haltegriffe zum Kleben	9
Halterung für Trinkbecher	17
Handgelenk-Blutdruckmessgeräte	73
Handschlaufe, Stock	44
Handschuhe für Rollatoren	31
Handtrainer	69
Haushalt	ab 16

Hautpflege	63
Heimtrainer	69
Heizkissen/ -decke	75
Hosen-Anziehhilfen	20
Hüftkissen	50
Hygiene	59–60
Hygiene-Spray	60

I

Igelball	66–67
Im Alltag	ab 16
Indoor-Rollator	30
Infrarotlichtlampe	79
Infusionshalter/ -ständer	48
Inhaliergeräte	77, 78
Inkontinenzversorgung	88

K

Kalt-Warm Komresse	68
Kartenmischer	22
Kartenspiel	22
Keilkissen	51
Kinder Unterarmgehstützen	43
Kissen	41, 50–55 57
Kniekissen	54
Komresse	68
Kompressionsmassage	70
Kompressionsstrumpfanzieher	20–21
Kopfpolster für Badewannen	11
Kopfwaschbecken	59–60
Körpermassagegerät	74
Körperpflege und Hygiene	ab 59
Körperpflege-Set	63
Krankenhaus-Entlassungen	88
Krückenkapsel	44
Kunststoff-Schürze	64

L

Latexkissen	50
Lagerungs-Drehkissen	55
Lagerungshalbrolle	54
Lagerungshilfen/ -kissen	53–58
Lagerungskeil	54
Lagerungsschlinge	53
Lagerungsschuh	55
Lagerungswürfel	55

LED-Licht für Gehhilfen	31
Leichtgewichtsrollator	27–29
Leichtgewichtsrollstuhl	33
Lesehilfen	23
Leselupen	23
Lesen und Schreiben	23
Leuchtlupen	23
Liegen und Sitzen	ab 45
Lifter	58
Lotion-Creamer	63
Luftkissen	50
Lupen	23

M

Matratzen	49
Massage	66–68, 74
Massagerolle	68
Medikamentenbox	19
Medikamententeiler, -dosierer	19
Medizintechnik	71–73 76, 78–79
Melanim-Geschirr	18
Messgeräte	71–73
Mobile Dusche	59–60
Mobiles Sauerstoffgerät	76
Mobilitätshilfen	ab 26
Mobilitätstrainer	69
Multifunktions-Drehkissen	57
Multifunktionsrollstuhl	34
Muskelstimulationsgerät	79

N

Nackenkissen/ -hörnchen	52
Nervenstimulationsgerät	79
Noppenball	66–67

O

Oberarm-Blutdruckmessgeräte	72
Orthopädie(schuh)technik	88
Outdoorrollator	29

P

PARI BOY Classic	78
Patientenlifter	58
Pedaltrainer	69
Personenlifter	58

Pflegebetten	45–46
Pflegehilfsmittel	88
Polster für das Bett-Seitengitter	48
Polster mit Fell	55
Praxisbedarf	88
Pulsoximeter	71

R

Rampe	41
Reha-Technik	88
Reise-Rollstühle	35
Reise-Nackenkissen/ -hörnchen	52
Regencape	40
Riesenschuhlöffel	70
Rollatoren und Zubehör	27–31
Rollator-Handschuhe	31
Rollator-Schutzabdeckung	30
Rollator-Tasche	41
Rollatorschirm	31
Rollatorlicht	31
Rollstühle	32–36
Rollstuhl-/ Scooter-Decke	40
Rollstuhl-Rampe	41
Rollstuhl-Regencape	40
Rollstuhl-/ Rollator-Netz	41
Rollstuhl-Sitzkissen	41
Rollstuhl-Taschen	41
Rollstuhl-Thermoschlupfsack	40
Rollstuhl Zubehör	40–41
Rotlichtlampe	79
Rund um das Bett	47–49
Rutschbrett	57
Rücken-Nacken-Heizkissen	75

S

Sanitätshäuser	88
SANSUWELL	63
Sauerstoffkonzentrator	76
Sauerstoff-Sparsystem	76
Saughaltegriffe	8
Schirm für Rollator	31
Schlupfsack	40
Schmerzbehandlung	79
Schnabeltasse	18
Schreiben und Lesen	23
Schuh	55
Schuhanzieher	20

Schuhlöffel	70
Schutz	64–65
Schutzabdeckung-Rollator	30
Schutzschürzen	64
Schürzen	64
Schwenkstützgriffe zum Kleben	9
Schwerlast Rollator	28–29
Scooter	37–39
Seitengitterpolster	48
Sekretabsauger	78
Serviettenkettchen	18
Sicherheits-Duscheinlagen	11
Sicherheits-Stützklappgriffe	9
Sicherheits-Wanneneinlagen	11
Sitzball	67
Sitzen und Liegen	ab 45
Sitzerhöhungen	14–15
Sitzkissen	41, 50–52 56–57
Sitzring	50
Spannbettlaken	49
Spielen	22
Spielekarten	22
Spielkartenhalter/-hilfen	22
Stationäres Sauerstoffgerät	76
Steckbecken	61
Stockkapsel	44
Stockschlaufe	44
Strumpfanzieher	20–21
Sturzmatte	64
Stützgestell	13
Stützklappgriffe	9
Super Leichtgewichtsrollstuhl	33

T

Tablettendosen	19
Tablettenteiler, -dosierer	19
Technische Hilfen	ab 71
Tages-Medikamentendispenser	19
Taschen für Rollatoren, Rollstühle	41
Taschen, rollbar	24
Tassen	18
Taststock	44
Teleskoprampe	41
Teleskop-Saughaltegriffe	8
Teller	17–18
Tensgerät	79
Thera-Bänder	68
Thermo-Trinkbecher	17
Thermoteller	18
Tische	46
Tischlupe	23
Toilettenarmstützen	15
Toilettenhilfen	ab 12
Toilettensitzerhöher	14–15
Toilettensitzpolster	15
Toilettenstühle	12–13
Toilettenstützgestelle	13
Transfer- und Umlagerungshilfe	55–58
Trinkbecher	16–17
Trink- und Esshilfen	16–18
Trittmatte	64
Tritstufen	6

U

Ultraleichter Rollator	28
Umlagerungshilfe/ Umsetzhilfen	55–58
Unterarmgehstützen und für Kinder	43
Uplift	56
URIBAG	61
URI-GO	60
Urinflaschen/-halter	62
Übungsbänder	68

V

Venentrainer	69–70
Venenwippe	69
Vernebler	78
Vergrößerungsglas	23
Vier-Fuß-Bettgalgen	47
Vierfußgehilfen	42

W

Wandgriffe	8–9
Wanneneinlagen	11
Wannenverkürzer	7
Wärmelampe	79
Wärmekissen	75
Wärmflaschen	60
Warmhalteteller	18
WC, faltbar (Taschen-WC)	61
Wochen-Medikamentendispenser	19
Würfel zur Entspannung	55

X

XXL Leichtgewichtsrollator	28–29
XXL Leichtgewichtsrollstuhl	33
XXL Multifunktionsrollstuhl	34
XXL Elektro-Rollstuhl	36
XXL Elektro-Scooter	37
XXL Personenlifter	58

Z

Zwischenpolster für das Bein	54
------------------------------	----

**HINWEIS**

Für alle Produkte in diesem Katalog gilt: Design- und Farbabweichungen sind möglich. Drucktechnisch bedingte Farbunterschiede sind nicht auszuschließen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen KRIEGER Patientenversorgung GmbH

Stand: Juli 2024

Geltungsbereich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle elektronisch, telefonisch, per Brief, per Telefax per E-Mail oder durch persönlichen Kontakt mit der Firma KRIEGER Patientenversorgung GmbH übermittelten Bestellungen durch den Kunden. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn diese nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGBs oder kundenseitige Bestimmungen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihre Geltung wird ausdrücklich schriftlich vereinbart.

Vertragsschluss

- (1) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn ein Auftrag des Kunden durch KRIEGER Patientenversorgung GmbH angenommen wurde. KRIEGER Patientenversorgung GmbH nimmt den Auftrag an, indem dem Kunden entweder eine Auftragsbestätigung (per Fax, E-Mail oder Briefpost) übermittelt oder die bestellte Ware ausgeliefert wird.
- (2) In Prospekten, Anzeigen, der Homepage oder vergleichbaren Medien von KRIEGER Patientenversorgung GmbH enthaltene Angaben sind – auch bezüglich der Preisangaben – unverbindlich.

Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
- (2) Zahlungen haben grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu erfolgen. KRIEGER Patientenversorgung GmbH behält sich das Recht vor, nur mittels Vorkasse oder per Nachnahme zu beliefern.

Lieferfristen

Liefertermine oder -fristen sind – soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart werden, unverbindlich.

Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die

Ware übergeben wurde oder die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist bzw. zwecks Versendung das Unternehmen des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

Eigentumsvorbehalt

- (1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen, die KRIEGER Patientenversorgung GmbH gleich aus welchem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, Eigentum von KRIEGER Patientenversorgung GmbH (Vorbehaltsware). Der Kunde darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.
- (2) Bei Zugriffen Dritter (insbesondere: Gerichtsvollzieher) auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum von KRIEGER Patientenversorgung GmbH hinweisen und KRIEGER Patientenversorgung GmbH unverzüglich benachrichtigen, damit KRIEGER Patientenversorgung GmbH ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, KRIEGER Patientenversorgung GmbH die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Kunde.
- (3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere bei Zahlungsverzug – ist KRIEGER Patientenversorgung GmbH berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

Rechte des Kunden bei Mängeln

- (1) Hat der gelieferte Gegenstand nicht die vereinbarte Beschaffenheit oder eignet sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder die Verwendung allgemein oder hat er nicht die Eigenschaften, leistet KRIEGER Patientenversorgung GmbH grundsätzlich Nacherfüllung durch Nachlieferung einer mangelfreien Sache.
- (2) Mehrfache Nachlieferung ist zulässig. Schlägt mehrfache Nachlieferung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl den Kaufpreis angemessen herabsetzen oder vom Vertrag zurücktreten.
- (3) In den Fällen von Nachlieferung hat der Kunde

die mangelhafte Sache herauszugeben und Wertersatz für die gezogene Nutzung zu leisten.

Beanstandungen

Reklamationen aufgrund von Preis- und/oder Mengendifferenzen, Transportschäden, Zustellverzögerungen u.ä. sind der KRIEGER Patientenversorgung GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung schriftlich anzuzeigen.

Haftungsbegrenzung

Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich die Haftung von KRIEGER Patientenversorgung GmbH auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von KRIEGER Patientenversorgung GmbH.

Rückgabe der Ware

(1) Ein Warenumtausch für Sonderanfertigungen, Hygieneartikel oder für steril verpackte Ware ist ausgeschlossen. Im Übrigen kann ein Warenumtausch nur nach entsprechender Vereinbarung erfolgen. Die Rechte aus Gewährleistung oder Verbraucherschützenden Regelungen (z. B. Fernabsatzverträge) bleiben hiervon unberührt.

(2) Die Kosten für die Rücknahme trägt – soweit dies gesetzlich zulässig ist – der Kunde. Die Rücknahme setzt voraus, dass die Ware unbeschädigt, ungebraucht, funktionsfähig, vollständig und in einwandfreiem Zustand ist sowie sich in der Originalverpackung befindet. Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen kann KRIEGER Patientenversorgung GmbH eine Bearbeitungsgebühr in angemessener Höhe erheben.



IM ALLTAG



MOBILITÄT



SITZEN UND LIEGEN



KÖRPERPEFLEGE UND HYGIENE



GESUNDHEIT UND FITNESS



TECHNISCHE HILFEN


KRIEGER
SANITÄTSHAUS




KRIEGER

18 Standorte – eine Mission: Umfassende Patientenversorgung

IN DER REGION

Sanitätshäuser

In unseren Sanitätshäusern beraten wir kompetent und umfassend zu Kompression, Leistungssteigerung, Einlagenversorgung und Wohlbefinden.

Orthopädie(schuh)technik

In unserer Zentralwerkstatt fertigen wir Prothetik, Orthetik und Schuhtechnik nach den Anforderungen und individuellen Bedürfnissen unserer Patienten.

Reha-Technik

Von Mobilitätshilfen über Pflegebetten bis hin zu Wohnraumausstattung mit Treppenliften, Badhilfen und barrierefreien Küchen fällt alles in den Bereich der Reha-Technik. Ebenfalls stehen wir für Sonderbau, Reparaturen sowie Wartungen zur Verfügung.

Krankenhaus-Entlassungen

Wir unterstützen während und nach einem Krankenhausaufenthalt, um Betroffene und ihre Angehörigen bestmöglich in einen selbstbestimmten Alltag zurück zu begleiten.

DEUTSCHLANDWEIT

Inkontinenzversorgung

Deutschlandweite Versorgung durch kompetentes Fachpersonal über unsere telefonische Kundenberatung. Kassen- und Herstellerneutral, unter anderem auf Rezept. Diskret, zuverlässig und schnell.

Pflegehilfsmittel

Deutschlandweiter Versand von Pflegehilfsmitteln als Partner aller Krankenkassen, auch regelmäßig und auf Rezept möglich.

Praxisbedarf

Wir beliefern über 500 Einrichtungen vom Krankenhaus bis zur Arztpraxis und garantieren neben einem umfangreichen Lagersortiment auch leistungsfähige Preise.



Die wichtigsten Rufnummern finden Sie auf der nächsten Seite!



18 Standorte
deutschlandweit
mit verschiedenen
Schwerpunkten



Über 222 Jahre
Erfahrung in der
Versorgung und
Beratung im Gesund-
heitswesen



Über 700 Fachkräfte
sind an unseren
Standorten für Sie
im Einsatz

Über 80.000
Produkte haben
wir stets auf Lager
und verfügbar



Über 100.000
Kunden nutzen
jährlich unsere
exklusiven
Angebote



Über 1.000.000
Versorgungen jährlich
und bundesweit
durch KRIEGER
Sanitätshäuser



Unsere Servicrufnummern für Sie im Überblick

Unsere qualifizierten Fachberaterinnen und Fachberater helfen Ihnen gerne weiter.
Beratungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

AUFSAUGENDE INKONTINENZ

Beratung

Servicrufnummer: **0261 46091-662**

E-Mail: inkontinenz@krieger-gesundheit.de

Bestellung

Servicrufnummer: **0261 46091-661**

E-Mail: bestellung@krieger-gesundheit.de

Lieferung

Servicrufnummer: **0261 46091-663**

E-Mail: bestellung@krieger-gesundheit.de

ABLEITENDE INKONTINENZ

Servicrufnummer: **0261 46091-94**

E-Mail: homecare@krieger-gesundheit.de

PFLEGEHILFSMITTEL

Servicrufnummer: **0261 46091-96**

E-Mail: phm@krieger-gesundheit.de

ABRECHNUNG/BUCHHALTUNG

Servicrufnummer: **0261 46091-92**

E-Mail: abrechnung@krieger-gesundheit.de

REZEPTE

Fax: **0261 46091-55**

E-Mail: rezept@krieger-gesundheit.de

Sie möchten sich vorab oder außerhalb unserer Beratungszeiten über unsere Fachgebiete informieren?



Besuchen Sie gerne unsere Homepage – dort finden Sie ausführliche Informationen zu all unseren Themen sowie die passenden Anträge. Tipp: Nutzen Sie auch unser praktisches Kontaktformular. Wir melden uns gerne zur von Ihnen gewünschten Zeit bei Ihnen!

Unsere Sanitätshäuser in Ihrer Nähe

KOBLENZ

CIM · Rübenacher Straße 32

56072 Koblenz

Parkplätze vor Ort

Telefon: 0 261 9277 60

metternich@krieger-gesundheit.de

ANDERNACH

Stadthausgalerie · Hochstraße 80

56626 Andernach

Parkmöglichkeit im Parkhaus

Telefon: 0 2632 96410

andernach@krieger-gesundheit.de

MENDIG

Bahnstraße 17

56743 Mendig

Telefon: 0 2652 3552

mendig@krieger-gesundheit.de

SINZIG

Ausdorferstraße 15

53489 Sinzig

Telefon: 0 2642 409590

sinzig@krieger-gesundheit.de

MAYEN

Robert-Bosch-Straße 10

56727 Mayen

Parkplätze vor Ort

Telefon: 0 2651 2434

mayen@krieger-gesundheit.de

MAINZ

Marienhaus Klinikum Mainz (MKM)

An der Goldgrube 11 · 55131 Mainz

Im Eingangsbereich Haupteingang,

Parkmöglichkeit im Parkhaus

Telefon: 0 261 46 091530

mainz@krieger-gesundheit.de



